

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Imprint™ 4 Preliminary Penta™

Wo Alginate zahlreiche langwierige und staubige Arbeitsschritte erfordern, liefert Imprint 4 Preliminary ganz bequem eine genaue und dimensionsstabile Abformung, die mehrmals ausgegossen werden kann.

114478 Penta

114479 Penta Super Quick

Refill Packung 2 x 300 ml Basis,
2 x 60 ml Katalysator

73,90



Paketpreis
287,60



Imprint™ 4 Bite

Das scanbare VPS Bissregistriermaterial von 3M für alle okklusale Bissregistrierungen. Die hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneidbarkeit. Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität. Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 Sekunden max. Verarbeitungszeit im Mund, 60 Sekunden Mundverweildauer).

114482

Refill Packung 2 x 50 ml
Garant Kartuschen,
5 Garant Mischkanülen grün,
5 Garant Applikationsdüsen

3+1



Aktionspreis
43,90

3M Science.
Applied to Life.™

Imprint™ 4 Penta™

Vinyl Polysiloxan Abformmaterial. Das A-Silikon Präzisions-Abformmaterial Imprint™ 4 sorgt für einen schnelleren Abformprozess und höchste Präzision. Kürzeste Mundverweildauer (01:15 bei Super Quick Version).

107601 Penta Heavy

107600 Penta Putty

107602 Super Quick Heavy

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator

137,90



Paketpreis
542,-

AKTIONSPAKET

5 Refill Packungen Imprint™ 4 Penta
2 x 300 ml Base nach Wahl

Imprint™ 4 Light

Das A-Silikon Präzisions-Abformmaterial Imprint™ 4 sorgt für einen schnelleren Abformprozess und höchste Präzision in Doppelmisch- und Korrekturtechnik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

107607 Light

107606 Super Quick Ultra-Light

Refill Packung
4 x 50 ml Doppelkartuschen,
5 Garant Mischkanülen gelb,
5 Einwegspritzen grün,
Super Quick Ultra-Light

91,90



Paketpreis
359,60

AKTIONSPAKET

5 Refill Packungen Imprint™ 4 Light
Doppelkartusche 4 x 50 ml
nach Wahl

RelyX™ Unicem 2 Automix

Weltweit der klinisch am besten erprobte selbstadhäsive Composite Befestigungszement. Jegliche Vorbehandlung des Zahns entfällt – Ätzen, Primern, Bonden.

- 95925  transluzent
- 95926  A2 universal
- 95927  A3 opak

AKTIONSPAKET

5 Packungen RelyX™ Unicem2 nach Wahl

Packung 8,5 g Automix-Spritze, 10 Mischkanülen Standard, 5 Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips (Aufsätze für Breite Mischkanülen), transluzent

105,90



Paketpreis
412,-

RelyX™ Unicem

Selbstadhäsiver, universaler Composit-Befestigungszement. Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stiften aus Vollkeramik, Composite oder Metall.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Paketpreis
979,90

13780  A3 opak

13781  A2

Nachfüllpackung 50 Aplicap Kapseln, 10 Verlängerungskanülen

249,90

AKTIONSPAKET

5 Nachfüllpackungen RelyX™ Unicem Aplicap nach Wahl



Weitere Aktionen zu 3M Artikeln nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner



RelyX™ Universal

Universal Befestigungskomposit wird in einer einzigartigen selbstverschließenden Automix-Spritze geliefert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

- 209284  transluzent
 - 209282  A30
- Spritze 3,4 g

137,90

AKTIONSPAKET


4 Spritzen RelyX™ Universal Resin Cement nach Wahl

Paketpreis
399,-



Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Röntgenopakes Universaladhäsiv. Haftung und Versiegelung an remineralisierbarem Dentin. Verbesserte Haftung an Zahnhartsubstanz und Restaurationsmaterialien inklusive Glaskeramik.

209292  Valuepackung
3 x 5 ml Flasche,
Gebrauchsanweisung

235,90

209291  Flasche 5 ml

86,-

4+1

Aktionspreis ab
86,-

altmann dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

BÖNIGDENTAL

bruns + klein

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental bauer

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLIGHS & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

PROFIMED

rheinland dental
Full-Service-Partner

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



Filtek™ Supreme XTE Universal

Filtek™ Supreme XTE ist ein Hochleistungs-Nano composite Füllungsmaterial auf neuestem Stand der Technik mit hoher Vielseitigkeit für ästhetische Front- und Seitenzahnrestaurationen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92698 A2B

92699 A3B

Packung 20 x 0,2 g Kapseln

62,90

AKTIONSPAKET

5 Packungen Filtek™ Supreme XTE Kapsel 20 x 0,2 g nach Wahl

Paketpreis

242,90



Filtek™ Bulk Fill Flowable

Das Filtek Bulk Fill Flowable ist ein fließfähiges, lichthärtendes, röntgenopaques Komposit niedriger Viskosität. Das Spritzendesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

102908 A3

102910 universal

Packung 2 x 2 g Spritzen, 20 Einwegkanülen

53,90

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

AKTIONSPAKET

5 Packungen Filtek™ Bulk Fill Flowable Spritze Packung 2 x 2 g nach Wahl

Paketpreis

209,90



Filtek™ Supreme Flowable

Lichthärtendes, röntgenopaques, fließfähiges Nanokomposit niedriger Viskosität. Das Spritzendesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208403 A2

96151 A2

208405 A3

96152 A3

Packung 2 x 2 g Refill

Packung 20 x 0,2 g Kapseln

54,90

Supreme XTE Flowable

54,90

AKTIONSPAKET

5 Packungen Filtek™ Supreme Flow Spritze 2 x 2 g **oder** Filtek™ Supreme XTE Flow Kapsel 20 x 0,2 g nach Wahl

Paketpreis

209,90



Weitere Aktionen zu 3M Artikeln nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

Filtek™ One Bulk Fill

Das für den Seitenzahnbereich optimierte Material bietet einzigartige optische Möglichkeiten und eine verbesserte Opazität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128187 A2

128182 A2

128188 A3

128183 A3

Packung 20 x 0,2 g Kapseln

Spritze 4 g

50,90

50,90

AKTIONSPAKET

5 Packungen Filtek™ One Bulk Fill SZ Caps **oder** Spritze nach Wahl

Paketpreis

197,90



Ketac™ Fil Plus

Glasionomer-Füllungsmaterial in 5 Farben erhältlich für eine harmonische Farbabstimmung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

82859 A2

82860 A3

Packung 50 Kapseln

96,50

Paketpreis

283,90

AKTIONSPAKET

4 Packungen Ketac™ Fil Plus Aplicap Kapsel nach Wahl



Paketpreis

353,70

Photac™ Fil Quick Aplicap™

Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial. Schnell und einfach anzuwenden, insbesondere bei ungeduldligen Kindern und Angstpatienten. Hohe Fluoridabgabe schützt vor Sekundärkaries.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37708 A2

37709 A3

Packung 50 Kapseln

119,90

AKTIONSPAKET

4 Packungen Photac™ Fil Quick Aplicap Kapsel nach Wahl



Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.10. bis 31.12.2021. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.

CapMix™

CapMix™ Universalmischgerät ist ein praktischer Kapselhalter, der sich für alle Kapselprodukte von 3M eignet.

23848

Anmischgerät

Hersteller-
Listenpreis 548,43

Aktionspreis

399,-



Paketpreis

159,60

Sof-Lex™ Ausarbeits- und Polierscheiben

Besonders flexible, formgebende Scheiben zur Hochglanzpolitur von Compomeren, Composites, Amalgamen, Porzellan, Gold und Silikat.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

75368

Packung 85 Scheiben XT
Ø 12,7 mm, grob

40,90

74947

Packung 85 Scheiben XT
Ø 9,5 mm

40,90

AKTIONSPAKET

5 Packungen Sof-Lex™ XT
Polierscheiben nach Wahl

3M Science.
Applied to Life.™



Aktionspreis ab

35,50

Elipar™ Deep Cure S / L

Die beiden Elipar LED-Polymerisationslampen von 3M vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

118542

Cure-S aus Edelstahl

Hersteller-
Listenpreis 1.432,06

118543

Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-
Listenpreis 773,82

Aktionspreis ab

509,-

Weitere
Aktionen zu
3M Artikeln nennt
Ihnen gerne Ihr
Dental-Union
Fachhandels-
partner

**FINAL
OFFER**

nur
noch lieferbar
solange
Bestand
reicht.



Sinfony™

Sinfony™ ist ein lichthärtendes Kronen- und Brücken-Verblendcomposite und eignet sich für die Vollverblendung von Kronen und Brücken.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

48318

A3

48319

A3.5

Packung 5 g dentin

45,90

Paketpreis

175,90

AKTIONSPAKET

5 Packungen Sinfony™ nach Wahl

Ubistesin™

Arzneimittel

89016

1/100.000

89015

1/200.000

35799

1/400.000

Dose 50 Zylinderampullen

35,50

95043

1/100.000

95044

1/200.000

96913

1/400.000

Packung 6 x 50 Zylinderampullen

185,90