

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo ESTETICA™ E70 VISION T

- Innovatives Schwebestuhlkonzept für max. Beinfreiheit
- Arztelement mit sensitivem Touchdisplay und Memodentfunktion
- Hygienecenter mit automatisierten Reinigungsprogrammen
- Moderne Patientenkommunikation CONEXIO inkl. IO-Kamera und HD-Monitoren (optional)

Grundausrüstung:

- Schwebendes Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen
- Lackierung KaVo dentalweiß
- 5 integrierte Instrumentenablagen
- Wahl aus 4 Lackfarben, Polsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte

+ Ausstattungspaket ESTETICA Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTIflex Kupplung 465 LED
- 2 x INTRA LUX Motor KL 703 LED
- PiezoLED Scaler
- Multifunktionshandstück
- Dreifunktionshandstück Assistenz
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange

+ Ausstattungspaket Comfort:


- Funk-Fußanlasser
- Komfortkopfpolster
- 2 x Arbeitsstuhl PHYSIO Evo

+ Design Edition Style

Exklusive für die ESTETICA E70/E80 Vision:
Lackierung in Kombination mit einer dezent strukturierten Folie in edlem Grau auf der Vorderseite des Versorgungselements.

Neu

Optional mit KaVo DIAGNOcam Vision Full HD



AKTIONSPAKET

- 1 ESTETICA E70 Vision T Grundausrüstung
- + Ausstattungspaket Professional
- + Ausstattungspaket Comfort
- + Design Edition Style

Hersteller-Listenpreis 60.767,-

mehr als **29%** unter Hersteller-Listenpreis



Paketpreis **42.790,-***

* KaVo Angebote sind nur gültig bei Auftragsingang bis 12.11.2021

FRÜHBUCHER AKTION

1.500€ Listenpreisvorteil bei Auftragsingang bis 29.10.2021

KAVO
Dental Excellence

Paketpreis **28.590,-***

* KaVo Angebote sind nur gültig bei Auftragsingang bis 12.11.2021

Neu

Optional mit KaVo DIAGNOcam Vision Full HD



KaVo Primus™ 1058 Life TM

- Arztelement mit integriertem Display und Direktwahltasten
- Fünf integrierte Instrumentenablagen
- Rechts- oder Linkshändereinheit; Tisch-, Schwingen- und Cart-Variante
- Moderne Patientenkommunikation CONEXIO inkl. IO-Kamera und HD-Monitoren (optional)

Grundausrüstung:

- Schwebendes Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen
- Lackierung KaVo dentalweiß, Polsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte

+ Ausstattungspaket Primus Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTIflex Kupplung 465 LED
- 2x INTRA LUX Motor KL703
- PiezoLED Ultraschallscaler
- Dreifunktionshandstück Assistenz und Arztelement
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange
- Memospeed-Anzeige

+ zusätzlich:

- 2 x Arbeitsstuhl PHYSIO One

AKTIONSPAKET

- 1 Primus 1058 Life TM Grundausrüstung
- + Ausstattungspaket Professional
- + 2 x Arbeitsstuhl KaVo PHYSIO One

Hersteller-Listenpreis 39.135,-

FRÜHBUCHER AKTION

1.500€ Listenpreisvorteil bei Auftragsingang bis 29.10.2021

mehr als **26%** unter Hersteller-Listenpreis



Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung – ohne optionale / aufpreispflichtige Ausstattungen wie Design Edition inspired by Japan, Patientenkommunikation CONEXIO und RELAXline Softpolster. Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten. Details und Preise zu weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.10. bis 31.12.2021. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.

LEISTUNG IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

NEU!

SmartLite® Pro Modulare LED Polymerisationslampe

Wir waren nicht damit zufrieden, eine der fortschrittlichsten Lampen zu entwickeln, sondern sie sollte auch über ein außergewöhnliches Design verfügen. SmartLite® Pro ist eine einzigartige, modulare Polymerisationslampe in ästhetischem Metallgehäuse. Aber sie sieht nicht nur gut aus. Modernste Optik sorgt für eine Polymerisation in Spitzenqualität und damit für verlässliche Resultate. Und das modulare Konzept mit austauschbaren Lichtaufsätzen macht sie zum wahrscheinlich vielseitigsten Dentalinstrument, das Sie je hatten. SmartLite® Pro. **Designed to perform.**

dentsplysirona.com



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

Erfahren Sie mehr!



THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

**Dentsply
Sirona**

Dentsply Sirona

**altmann
dental** GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

BÖNIGDENTAL

**bruns +
klein**

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

**dental
bauer**

dental **EGGERT**

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

PROFIMED

rheinland dental
full-service-center

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.

www.dental-union.de



3M™ Pentamix™ 3

Auf Knopfdruck liefert das automatische Mischgerät Pentamix™ 3 eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen, jederzeit.

- Mischt und dosiert 3M Abformmaterialien doppelt so schnell wie Pentamix™ 2 und ist schneller als jedes andere auf dem Markt erhältliche automatische Mischgerät.
- Spart wertvolle Arbeitszeit durch rascheres Mischen und Befüllen des Abformlöffels.

89278
Pentamix™ 3 Mischgerät 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.195,22

Aktionspreis
799,-



Weitere Aktionen von 3M nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandels-partner

Translux® Wave / 2Wave

Kabellose LED Polymerisationsleuchte zum Aushärten dentaler Materialien wie Adhäsive und Komposite. Sie sorgt für eine beständige Qualität und die optimale Durchhärtungstiefe von hochwertigen Restaurationen im Wellenlängenbereich von 440 – 480 nm. Mit dem optimierten Winkel des 360° schwenkbaren Lichtleiters können Sie den Bereich der Molaren noch besser erreichen.

112370
Translux® 2Wave inklusive Handstück, Batterie, 8 mm Lichtleiter, Schutzkappe, Ladegerät, Netzgerät, 3 Adapter

Hersteller-
Listenpreis 1.359,-

112369
Translux® Wave inklusive Handstück, Batterie, 8 mm Lichtleiter, Schutzkappe, Ladegerät, Netzgerät, 3 Adapter

Hersteller-
Listenpreis 910,-

NOCH MEHR SPAREN ?? ABER HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

200€

NOCH MEHR SPAREN ?? ABER HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

150€



Aktionspreis ab
799,-



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Thermodesinfektor PG 8581

Unterbau/Standgerät mit Deckel, weiß, Leistung: z. B. 22 Übertragungsinstrumente oder Absauger sowie weiteres Spülgut.

- Trocknungsfunktion EcoDry.
- Zwei integrierte Dosierpumpen zur Dosierung von Prozesschemikalien.
- Ethernet-Schnittstelle für Prozessdokumentation (Optional Data Diary zur App-basierten Prozessdokumentation erhältlich).
- Außenmaße (B x H x T) 600 x 835 (820) x 600 mm.
- Mit optionalem Modul A 315 Verdopplung der Kapazität für Hohlkörperinstrumente von 22 auf 44 pro Charge.

123554
Desinfektor inklusive Ethernet-Modul XKM 3000 L Med

Hersteller-
Listenpreis 7.063,-

Miele

DENTAL AKTION

Jetzt beim Kauf von Miele Dentalprodukten zusätzlich profitieren!

Sichern Sie sich mit der Miele Aktion „In besten Händen“ zu 60 Jahren Medizintechnik Ihren Jubiläumsbonus von 500 € brutto je Gerät von Miele.

Aktionszeitraum:
20.9.2021 bis 30.11.2021.

Mehr erfahren unter:
www.miele.de/pro/bestehaende

Aktionspreis
5.990,-



Aktionspreis
5.790,-

Cube

Cube – Klasse B Dampfsterilisator

- Kammervolumen wahlweise 17 oder 22 Liter.
- Kapazität bis zu 5 Trays (3 Trays, ein drehbarer Tray-träger und ein Trayhalter im Lieferumfang enthalten).
- Benutzerfreundliche Bedienung dank Farb-Touchscreen.
- Praktische Programmeinstellungen.
- Anwendungskomfort dank ergonomischem Design.
- Prozessdokumentation über USB, Wi-Fi oder DataDiary (optional).
- Automatisches Wasserfüllventil zum Anschluss an das Wasseraufbereitungssystem.
- Wartung nur alle fünf Jahre oder nach 4.000 Zyklen.

207119
Cube Sterilisator
PST 1710

Hersteller-
Listenpreis 6.260,-

VALO™

Die VALO™ Corded LED-Polymerisationsleuchte verfügt über eine spezielle lichtemittierende Diode mit unterschiedlichen Wellenlängen. Die einteilige Konstruktion ist leicht und gleichzeitig äußerst stabil.

- Drei Polymerisations-Modi bis 3.200 mW/cm², Aushärtung aller Dentalmaterialien dank Einsatz von Breitband LEDs
- Optimal gebündelter Lichtstrahl: gleichbleibende, gleichmäßige Leistung. Stabile, schlanke, leichte ergonomische Konstruktion: hervorragender Zugang zu allen Zähnen und Flächen

88170

VALO™ Corded inklusive Universal-Netzteil mit Universalsteckern, Light Shield, Handstückhalter, 50 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.161,-

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

262€

NOCH MEHR SPAREN ??
ABER HALLO!

Aktionspreis
991,-

VALO™ CORDLESS

Effizienz und Stabilität treffen auf Flexibilität. Die VALO™ Cordless LED-Polymerisationsleuchte verfügt über eine spezielle lichtemittierende Diode mit unterschiedlichen Wellenlängen. Die einteilige Konstruktion ist leicht und gleichzeitig äußerst stabil. Wiederaufladbare Batterien: umweltfreundlich, sicher, kabellos.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

62482

Kit 1 x VALO™ Cordless LED-Polymerisationslampe Black, inklusive 4 aufladbare Batterien, 1 Ladestation mit Netzteil, 1 Light Shield, 1 Handstückhalter, 50 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.199,-

NOCH MEHR SPAREN ??
ABER HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

300€

Aktionspreis
1.029,-



VALO™ GRAND

Die effiziente LED-Polymerisationsleuchte mit der 50% größeren Linse. Die VALO™ Grand Corded LED-Polymerisationsleuchte verfügt über eine spezielle lichtemittierende Diode mit unterschiedlichen Wellenlängen. Das hochintensive Licht (385 -515 nm) härtet alle lighthärtenden Dentalmaterialien aus. Die 50% größere Linse der VALO Grand deckt einen Molaren mit 10 mm Durchmesser mühelos ab. Eine Restauration kann in nur einem Aushärtezyklus vollständig und schnell polymerisiert werden. Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

206289

VALO™ Grand Corded LED-Polymerisationsleuchte inklusive 1 Netzgerät mit Universalsteckern, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.249,-

132710 Black

207316 Sapphire

207483 Red Rock

208654 Midnight

VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte Cordless, 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Netzgerät für das Ladegerät, 1 Light Shield, 1 Handstückhalter, 50 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.399,-

NOCH MEHR SPAREN ??
ABER HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

300€

Aktionspreis ab
1.099,-



EDDY® Familie

Je gründlicher die Reinigung desto erfolgreicher die Endo. Gründliche Reinigung von Isthmen und lateralen Kanälen auch bei gekrümmten Kanälen und komplexen Wurzelanatomien.

121437 für Dentsply Sirona®

117275 für Multiflex®

EDDY® Starter Kit:
20 x 2 EDDY® Spülspitzen, Air Scaler

Hersteller-
Listenpreis 1.478,68

123562


Kit EDDY® 100 plus
beinhaltet 100 + 20 EDDY®
Spülspitzen, steril

449,-

211519

Packung 40 EDDY FLEX
Spülkanülen


51,90



Aktionspreis
1.350,-



Aktionspreis
449,-



Aktionspreis
2.595,-



VDW.GOLD® RECIPROC® blue System Kit 24

Einzigartiger Motor für die reziproke und rotierende Aufbereitung mit integriertem Apexlokator. Endomotor mit integriertem Apex-lokator in reziprokem und rotierendem Modus.

- Optimales Zusammenspiel im RECIPROC® Modus.
- Auto-Stop-Reverse und RECIPROC® REVERSE Komfortfunktion.

125584

VDW.GOLD® RECIPROC® blue 24 Kit
1 Endomotor, 1 Winkelstück 6:1,
4 x 6 RECIPROC® blue Feilen (ISO 025,
ISO 040, ISO 050), 3 x 20 RECIPROC® blue
Guttaperchaspitzen (ISO 025, ISO 040,
ISO 050), 3 x 60 RECIPROC® blue Papier-
spitzen (ISO 025, ISO 040, ISO 050),
1 Endo-Übungszahn trepaniert

Hersteller-
Listenpreis 2.874,57

VDW.GOLD® RECIPROC®

101803

Endomotor mit integriertem Apex-
lokator in reziprokem, rotierendem
Modus, Winkelstück 6:1

Hersteller-
Listenpreis 2.671,41

Aktionspreis
2.395,-



Lisa Remote Plus 17 ioDent®

Wasserdampfsterilisator Typ B mit ioDent®-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

212396

Lisa Remote Plus 17 ioDent®

Hersteller-
Listenpreis

8.890,-

21457

Multidem C27

Hersteller-
Listenpreis

415,-

AKTIONSPAKET

1 Lisa Remote Plus 17 ioDent
1 Multidem C27

Hersteller-Listenpreis

9.305,-



Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

128110

Assistina TWIN inklusive TWIN Care Set

Hersteller-
Listenpreis

2.638,-

107806

Stück Synea Fusion Schnelllauf-Winkelstück orange, WG-99 LT, 1:5, mit Licht

Hersteller-
Listenpreis

1.096,-

209538

Adapter Quick Iso

Hersteller-
Listenpreis

165,-

AKTIONSPAKET

1 Assistina TWIN
2 Adapter Quick Iso
1 Synea Fusion Winkelstück WG-99 LT mit Licht

Hersteller-Listenpreis

4.064,-

Paketpreis

6.290,-

Paketpreis

2.049,-

Paketpreis

54.990,-



VistaVox S

Dreidimensionale Einblicke für sichere Diagnostik.

Ideales 3D-Abbildungsvolumen in Kieferform. Ø 50 x 50 mm Volumen in bis zu 80 µm Voxelgröße. Hervorragende 2D- und 3D-Aufnahmen mit nur einem Gerät. Einfachste Face-to-face-Positionierung – incl. moderner All-in-One Bildverarbeitungssoftware VistaSoft. Einfaches Teilen von Bildern per E-mail oder VistaSoft Cloud (DSGVO konform).

212647

Röntgenaktionspaket 1 inklusive Zubehör

Hersteller-
Listenpreis

68.998,-

126439

Panoramaröntgengerät

Hersteller-
Listenpreis

67.999,-

Die genaue Auflistung des Zubehörs nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

AKTIONSPAKET

1 VistaVox S
1 VistaScan Mini View
1 Konstanz Prüfkörper-Set 3D
1 Prüfkörper-Set für Pano 2D

VistaPano S

Das 2D-Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie für eine einfachere Diagnostik.

- Csl-Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlenexposition.
- Extrem schnell: OPG-Aufnahme ab 7 Sekunden.
- 7" Touch-Display für intuitive Bedienung.
- Einfaches Teilen von Bildern per E-Mail oder VistaSoft Cloud (DSGVO konform).

122248

Panoramaröntgengerät

Hersteller-
Listenpreis

29.999,-

212648

Röntgenaktionspaket 3 inklusive Zubehör

Hersteller-
Listenpreis

32.998,-

Die genaue Auflistung des Zubehörs nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

AKTIONSPAKET

1 VistaPano S
1 VistaScan Mini View
1 Prüfkörper-Set für Pano 2D



SmartLite® Focus

- Lichtintensität (ca. 1.000 mW/cm²)
- Für direkte und indirekte Restaurationen
- Einfache Handhabung (Ein-Knopf-Bedienung), direkter Zugang

117123

Introkit SmartLite® Focus
1 x Handstück, 1 x Ladestation,
1 x Akku, 5 x Augenschutzfilter,
300 x Schutzhüllen,
1 x Netzgerät-Stecker,
1 x Gebrauchsanweisung,
1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-
Listenpreis 891,88

Aktionspreis
819,-

**Dentsply
Sirona**



SmartLite® Pro

In erster Linie soll eine Polymerisationslampe restaurative Werkstoffe härten. Dabei könnte sie so viel! SmartLite® Pro „MEHR als eine Lampe“:

- 4 LEDs und ein Durchmesser von 10 mm sorgen für verlässliche Polymerisation, selbst über größere Abstände.
- Separater Aufsatz für Transillumination als Hilfsmittel für Diagnose von Karies, frakturierter Zähne sowie Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.

203581

Einführungspackung SmartLite® Pro
1 x Handstück, 1 x Cure Tip,
1 x Illumination Tip, 2 x Akkus,
1 x Ladestation, 3 x Lichtschutzschild,
1 x Netzteil mit USB-Ladekabel,
100 x Schutzhüllen,
1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-
Listenpreis 1.468,55

Aktionspreis
1.320,-

NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten
Sie eine Gutschrift
in Höhe von

150€

MAILLEFER

Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

204909

Obturationssystem Kit 1 x Flow-Handstück,
1 x Pack-Handstück, 1 x Basisstation, 1 x Gutta-Smart™
Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit
10 Kartuschen), 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Gutta-
percha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
3 x elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß),
1 x Gutta-Smart™ Flow-Heizelement, 1 x Kanülenbiege-
werkzeug, 1 x Netzwerkadapter, 4 x Steckeradapter
(Typ A/C/G/I), 2 x Verschlusskappe (je 1 x für Pack-
und Flow-Handstück)

Hersteller-
Listenpreis 2.120,45

Aktionspreis
1.950,-



MAILLEFER

X-Smart® plus

Endo-Motor für kontinuierliche und reziproke Rotation mit dem gewissen Plus. Der Nachfolger des bewährten X-SMART® macht die Endodontie noch komfortabler.

127585

Endo-Sorglos-Paket Wave-
One® Gold X-Smart® Plus
Motor inklusive Winkelstück,
Propex Pixi™, 3 Feilen Pro-
Glider®, 31 Feilen WaveOne®
Gold (5 Blister à 3 Feilen Pri-
mary, 4 Sortiments-Blister à
4 Feilen), 3 Feilen ProGlider®

Hersteller-
Listenpreis 2.472,92

201705

X-Smart® Plus Endo-Sorglos
Paket "light" WaveOne®
Gold 1 X-Smart® Plus
Motor inkl. Winkelstück,
31 Feilen WaveOne® Gold
(5 Blister à 3 Feilen Primary,
4 Sortiments-Blister à
4 Feilen), 3 Feilen ProGlider®

Hersteller-
Listenpreis 1.945,16



Aktionspreis ab
1.750,-

Dentsply Sirona

Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.10. bis 31.12.2021. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.