

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



S-Max M95L

- Edelstahlkörper.
- 24 Monate Garantie.

19056

 Stück



Aktionspreis
489,-

S-Max M25L

Winkelstück mit Licht 1:1 (blau),
 max. 40.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 24 Monate Garantie.

19208

 Stück



Aktionspreis
349,-

S-Max M15L

Winkelstück mit Licht 4:1 (grün),
 max. 10.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 24 Monate Garantie.

19301

 Stück



Aktionspreis
389,-

S-Max M900

Lichtturbine Standardkopf

204388 L, für NSK

 Stück
379,-


204390 KL, für KaVo

 204397 SL, für Sirona

 204395 WL, für W&H

Stück
399,-

Aktionspreis ab
379,-



S-Max M800

Lichtturbine Minikopf

204392 L, für NSK

 Stück
379,-


204394 KL, für KaVo

 204398 SL, für Sirona

 204396 WL, für W&H

Stück
399,-

Aktionspreis ab
379,-



S-Max M65

Handstück ohne Licht 1:1 (blau),
 max. 40.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 24 Monate Garantie.

22510

 Stück



Aktionspreis
269,-



Sichern Sie sich jetzt die
 Extra-Portion NSK-Qualität
 und sparen Sie bares Geld!

Kaufen Sie fünf der mit dem **TAKE 5** Aktionslogo gekennzeichneten
 Instrumente und Sie erhalten einen Preisnachlass in Höhe des Preises
 des günstigsten Instrumentes!

Ti-Max X


Winkelstücke mit Licht

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

32430

 Stück X95L, 1:5

559,-

32641

 Stück X25L, 1:1

409,-

32802

 Stück X15L, 4:1

469,-



Ti-Max X65L

Handstück mit Licht 1:1 (blau), max. 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

40000


 Stück



Ti-Max Z45L

Schnellauf-Winkelstück 1:4,2 (rot) mit Licht und 45°-Kopf für überlegenen Zugang

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- Herausragender Zugang zu hinteren Molaren und Frontzähnen.
- 36 Monate Garantie.

108131

 Stück



Aktionspreis ab
409,-



Aktionspreis
489,-



Aktionspreis
699,-



Ti-Max Z

Winkelstücke mit Licht

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

209240


 Z95L, 1:5

Stück
739,-

79220

 Z25L, 1:1

Stück
489,-

79222

 Z15L, 4:1


Stück
559,-



Ti-Max Z900

Lichtturbine Standardkopf

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Leistung bis 26W.
- 24 Monate Garantie.

113924 L, für NSK

 Stück
519,-

113925 KL, für KaVo

 Stück

118267 SL, für Sirona

 Stück

118268 WL, für W&H

 Stück

549,-



Ti-Max Z800

Lichtturbine Minikopf

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Leistung bis 23W.
- 24 Monate Garantie.

118264 L, für NSK

 Stück
519,-

118263 KL, für KaVo

 Stück

118265 SL, für Sirona

 Stück

118266 WL, für W&H

 Stück

549,-



Aktionspreis ab
489,-



Aktionspreis ab
519,-



Aktionspreis ab
519,-



Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



Ti-Max S970L

Airscaler für den Anschluss an Turbinenkupplungen

- Hohe Durchzugskraft.
- 3-Stufen Power Control Ring.
- Breites Aufsatzsortiment für Scaling, Paro, Endo und Restauration.

100799 L, für NSK

Stück
650,-

100801 KL, für KaVo

100802 SL, für Sirona
Stück
720,-



Ti-Max Z micro

Turbine mit 100°-Kopfwinkel

- Mit Licht.
- Leistung 20 W.
- Geschwindigkeit 380.000-450.000/min.
- Kopfgröße Ø 9 x H 10,8 mm.
- Zur Verwendung mit Standardbohrern und Kurzschaftbohrern bis 21mm Länge.

212101 L, für NSK

Stück
579,-

212102 KL, für KaVo

212103 SL, für Sirona
Stück
649,-



NSK

neu

Paketpreis

1.749,-

Aktionspreis ab
650,-



Aktionspreis ab
579,-



Volvere i7

Volvere i7 steht für alle Eigenschaften, welche die NSK Mikromotoren so beliebt machen: hohen Bedienkomfort und lange Lebensdauer. Kraftvolles Drehmoment, minimale Vibration, ein niedriger Geräuschpegel und ein leichtes, kompaktes Steuergerät zeichnen den Labor-Mikromotor von NSK aus.

120527

Stück inklusive Handstück, Handstückablage, Fußschalter

Hersteller-
Listenpreis 1.029,-

Aktionspreis
699,-



Aktionspreis ab
899,-



Compact Handstück 6,0 Ncm



Torque Handstück 8,7 Ncm

Ultimate XL

Der weltweit führende Labor-Mikromotor in seiner neuesten Entwicklungsstufe. Eine Kombination aus Sanftheit und Stärke, die ihresgleichen sucht.

- Kollektorloser Labor-Mikromotor.
- Mikroprozessor-Steuerung.
- Drehzahlbereich: 1.000-50.000 U/min. (Fußgerät: 40.000 U/min.).

26496 Tischsteuergerät

26518 Knieststeuergerät

93620 Turmsteuergerät

93622 Fußsteuergerät

Komplettset Compact Handstück

Hersteller-
Listenpreis 1.324,-

899,-

26423 Tischsteuergerät

26497 Knieststeuergerät

93621 Turmsteuergerät

26520 Fußsteuergerät

Komplettset Torque Handstück

Hersteller-
Listenpreis 1.581,-

1.079,-



Varios 970

Multifunktions-Ultraschallscaler.

Das Multitalent für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prophylaxe, Parodontologie und Endodontie mit der revolutionären iPiezo-Technologie und dem leichtesten und schlanksten Handstück in dieser Gerätekategorie.

206320

Komplettset Steuergerät inklusive LED-Handstück 230 V, Handstückkabel, 3 Scaler-Aufsätze (G4, G16, G8), Fußschalter (FC-70), 2 Kühlmittelflaschen, 3 Drehmomentschlüssel für den Aufsatzwechsel mit Drehmomentbegrenzer, Wechselstromkabel, Sterilisationskassette

Hersteller-
Listenpreis 2.600,-

106420
Ultraschallhandstück LUX

Hersteller-
Listenpreis 742,-

AKTIONSPAKET*

- 1 Komplettset Varios 970
- Ultraschallscaler LUX
- 1 Ultraschallhandstück LUX

1.749,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II

Die schmierungsfreie Luftturbine mit Wasserkühlung eignet sich besonders gut für Arbeiten mit Keramiken auf Zirkonbasis. Die LED-Lichtquelle der PRESTO AQUA LUX erzeugt Licht in Tageslichtqualität und lässt kein Detail im Verborgenen.

- 320.000 U/min.
- Kühlmittelspray individuell regelbar.
- Kühlmittelbehälter und Festwasseranschluss.
- Kühlmittelbehälter einfach zu entnehmen und zu befüllen.
- Handstück um 360° frei drehbar.
- Geräusch- und vibrationsarm.
- Einzigartiger Staubschutzmechanismus.
- LED-Licht integriert (32.000 LUX) und Lichtintensität frei regelbar – PRESTO AQUA LUX.

26607

Komplettset PRESTO AQUA II
Laborturbine, Steuergerät

Hersteller-
Listenpreis 1.540,-

1.049,-

24149

Komplettset PRESTO AQUA LUX
Laborturbine, Steuergerät

Hersteller-
Listenpreis 2.011,-

1.349,-

Aktionspreis ab
1.049,-



Prophy-Mate neo

Pulverstrahlinstrument (supragingival) für den Anschluss an Turbinenkupplungen

- Perfekte Balance.
- Flexible Beweglichkeit durch 360° Rotation.
- Einfaches Handling.

AKTIONSPAKET*

- 1 Set Prophy-Mate neo nach Wahl
- 1 Prophy-Mate Handstück mit 60°-Düse
- 1 Packung 4 x 300 g FLASH pearl Reinigungspulver

649,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

18103 für NSK

Set (Inhalt siehe unten)

860,-

18105 für KaVo

18110 für Sirona

18111 für W&H

Set: Pulverkammer, Handstück, Flash Pearl Sticks, Wartungskit

901,-

16424

Handstück mit Schnellkupplung, 60° Düse

300,-

34804

Packung 4 x 300 g FLASH pearl Reinigungspulver

69,90

Paketpreis

649,-



NSK

Perio-Mate

Pulverstrahlinstrument (subgingival) für den Anschluss an Turbinenkupplungen

- Pulverfluss-Regulierung durch Powder-Control-Ring.
- Ergonomische, flexible Düsenspitze.
- Flexible Beweglichkeit durch 360° Rotation.

AKTIONSPAKET*

- 1 Set Perio-Mate nach Wahl
- 1 Perio-Mate Handstück
- 1 Packung 2 x 160 g Perio-Mate Pulver

749,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

109952 für NSK

Set (Inhalt siehe unten)

1.007,-

109906 für KaVo

109907 für Sirona

109908 für W&H

Set: Pulverkammer, Handstück, Flasche Perio-Mate Powder, Wartungskit

1.060,-

113299

Perio-Mate Handstück

352,-

123563

Packung 2 x 160 g Perio-Mate Pulver

65,-

Paketpreis

749,-



VarioSurg3

Ultraschall-Chirurgiegerät mit höchster Schneideeffizienz. Dieses Gerät verfügt über eine um 50% gesteigerte Leistung gegenüber seinem Vorgängermodell und steht für höchste Schneideeffizienz und exakte, ultrafeine Schnitte. Das federleichte, schlanke LED-Handstück garantiert beste Ergonomie und Sicht. In diesem Aktionspaket mit zusätzlichem Handstück!

108132

Komplettset inklusive Steuereinheit, LED-Handstück, Steri-Kassette, Fußschalter, Handstückablage, 5 Einweg-Kühlmittelschläuchen, Basic-S Kit (6 Aufsätze, Aufsatzhalter)

Hersteller-Listenpreis **6.335,-**

132521

LED-Handstück mit Kabel

Hersteller-Listenpreis **1.909,-**

AKTIONSPAKET*

- 1 VarioSurg3 Komplettset
- 1 VarioSurg3 LED-Handstück m. Kabel

4.250,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

Surgic Pro

Chirurgieeinheit mit kraftvollem Drehmoment (80 Ncm).

- Kleiner, leichter Mikromotor.
- LED-Beleuchtung (32.000 LUX).
- Herausragende Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

124449

Komplettset Surgic Pro Optic LED, inklusive Lichtwinkelstück Ti-Max X-SG20L

Hersteller-Listenpreis **3.999,-**

90111

Chirurgie Lichthandstück Ti-Max X-SG65L, 1:1 Übertragung

Hersteller-Listenpreis **839,-**

90110

Lichtwinkelstück 20:1 Untersetzung, X-SG20L

Hersteller-Listenpreis **1.003,-**

AKTIONSPAKET*

- 1 Surgic Pro Optic LED Komplettset
- 1 Chirurgie Handstück Ti-Max X-SG65L 1:1
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L 20:1

3.250,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

Paketpreis **4.250,-**



Paketpreis **3.250,-**

