

Vacuklav 40 B+ Evolution

Der Premium Schnell-Autoklav – neu mit DRYtelligence

Ideal und praktisch für alle Praxen, die in nur 20 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente und in nur 10 Minuten unverpackte Instrumente im Schnell-Programm sterilisieren möchten. Jeweils inklusive fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung. Die intelligente Trocknung DRYtelligence ermöglicht zusätzlich die Verkürzung von Betriebszeiten und Einsparung von Ressourcen, indem speziell entwickelte Algorithmen den Trocknungsprozess automatisch an die Beladung anpassen.

MELAG®



Begrenzte Stückzahl zu dem
Angebotspreis
SOFORT LIEFERBAR

- ✓ Schnellste Betriebszeiten dank patentierter Doppelmantel-Technologie
- ✓ DRYtelligence - Intelligente Trocknung für jede Beladungskonfiguration
- ✓ Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung, XXL Colour-Touch Display mit intuitiver Bedienoberfläche
- ✓ Maximale Beladungsmenge 9 kg

Angebotspreis:
7.650,-€

zzgl. MwSt. – zzgl. Anlieferung/Montage

PAKET BESTEHEND AUS:

- Vacuklav 40B+ Evolution
- Halterung + 6 Tablets + 2 schmale Tablets
- Meladem 40
- Melafash CF-Card + Kartenlesegerät
- Melacontrol Pro