

MELAG MELAPRINT 60 LABELPRINTER

In Verbindung mit einem PC, auf dem mit MELAtrace gearbeitet wird oder bei Anschluss an einen Careclave, Autoklaven der Premium-Plus-Klasse bzw. an den Cliniclave 45 werden nach Freigabe des Sterilguts mit MELAprint 60 Etiketten gedruckt, die auf die Sterilgutverpackung geklebt werden. Die Etiketten tragen Informationen zur Seriennummer des MELAG Gerätes, zum Datum der Sterilisation, zum Verfallsdatum des Sterilguts und zur Identifikation der freigebenden Person.

Artikel Nr.: 01160



Lieferumfang:

- MELAprint 60 Barcode Labelprinter
- Netzkabel
- Netzwerkkabel, 1,5m
- 1 Rolle Etiketten

Bisher: 574,99€

Angebotspreis: 429,99€

zzgl. MwSt.