

MELAG - MELADOC ETIKETTENDRUCKER

Der Meladoc Etikettendrucker erleichtert die Chargendokumentation und ermöglicht eine Chargenrückverfolgbarkeit. Die Etiketten werden nach der erfolgreichen Sterilisation als Kennzeichnung der Freigabe auf die Sterilisierverpackungen geklebt. Sie enthalten Angaben über: Sterilisierdatum, Verfalldatum, Identifikation der freigebenden Person und Chargennummer des Sterilisationszyklus.



Lieferumfang:

- MELAdoc Etikettendrucker
- Farbwalze
- Rolle à 750 Etiketten

Artikel Nr.: 01095

Bisher: 355,00€
Angebotspreis: 240,00€

zzgl. MwSt.