


**OMNI
DENT®**

We care. You smile.



neu



► Omni ProfiPearls
ab Seite 58

neu



Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

Omnident 2021

Omni ProfiPearls –
Prophylaxepulver der
neuesten Generation

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot

alle Depots auf Seite 111

► Abformmaterialien

Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Abdrucklöffel nach Ehrlicke	10
Abdrucklöffel	11

► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
OmniStar touchless	14
OmniStar Armhebelspender	14
Kanisterzubehör	15
Omnicare	15
Saliva Nanosept	15
Salivasept	15
Ultra Orange	15
Omniiwipes / Omniwipes Lemon	16
ProfiCleaner Sanitary/Surface	16
Omniiwipes wet & easy Plus	17
Omniiwipes wet & easy	17
Omniiwipes wet	18
Omniiwipes Dry	19
Omniiwipes Dry SuperSoft	19
Omnizid fleur	20
Omniiwipes Dry Velours	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
OmniiBiozid Plus	22
OmniiBiozid	22
Omnidrill	23
Omnisept IMP	23
Omnipur	23
Omnisept	24
Omnisept Plus	24
Omnisuc / Omnisuc W	25
Omnisuc Cleaner	25
Omnisuc Filter	25
Omni Wash Test	26
Omni Ink Test	26
Omni Bowie & Dick Test	26
Omni Seal Test	26
Omni Helix Test	26
Omni Helix Test Pro	26
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omni Seal plus	27

Omni Steri Rollenhalter	27
P2 Etikettierer / Zubehör	27
Ölsprays	28
Adapter für Ölsprays	28
Desinfektionswanne	28
Omni Tip Cover Instrumentenschutzhüllen	28

► Einwegartikel

Sensorspender	29
Omni-Z Einmalhandtücher	30, 31
Omni-Z Wandspender	31
Schwebetischauflagen	32
Normtrayeinlagen	32
Zelltuchservietten	32
Omniprotect	33
Omni Bib Holder	33
OmniFresh Ultrasoft	33
Omni Einmal PE Schürze	34
Omniflow Protect	34
Einweg-Patientenumhänge	34
Tischspender / Wandspender	34
Kopfschutztaschen	34
Zellstofftupfer	35
Wattekügelchen	35
Mulltupfer	35
Mulltupfer steril	35
Schaumstoffpellets	35
Schaumstoffpellets plus	35
Ultragrip Untersuchungshandschuhe Latex	36
Latexhandschuhe leicht gepudert/puderfrei	36
Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Select Untersuchungshandschuhe	37
Safetec Untersuchungshandschuhe	37
Sensitive Latexhandschuhe	37
Chemikalienschutzhandschuh	38
High protect Nitrilhandschuhe	38
Rosa Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Violet Pearl Untersuchungshandschuhe	39
Nitril Soft Untersuchungshandschuhe	39
Omni DermaPro Untersuchungshandschuhe <small>neu</small>	40
Omnimask Comfort	41
Omnimask Antifog	41
Einmal-Speichelsauger	42
Omnibrush	42
Omnicups PP	43
Omnibrush Eco	44
Zahnwatterollen	44
Zahnwatterollen Compact	44
Anmischblöcke	44
Absaugkanülen	45
Absaugkanülen kids	45
Omnident Mischkanülen	46
Intraoraltips	46

► Temporäre Versorgung

Omnitemp C	47
Omnifill C	47
Kapsel Aktivator	47
Kapsel Applikator	47
Omnitemp KB	47

► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel

OmniCEM SE	48
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	48
Omnitips	48
OmniCeram Bulk Fill	49
OmniCeram Bulk Fill SDC	49
Omni Compomer	49
OmniCeram évolution 2.0	50
OmniCeram évolution flow 2.0	50
OmniCite 2.0	51
OmniCite All'N'One	51
Metal Primer	51
Oklusionsspray	51
OmniCeram évolution flow tips	52
OmniEtch tips	52
Omni PL Tips	52
Omni-Etch	53
Matrizenband	53
Matrizenspanner	53
Omni Dappengläser	54
Einweg Dappenbehälter	54

► Medikamente

Wattekügelchen	55
Coolpack mini Kältekomresse	55
Coolpack sports	55
Kältespray	55
Omnident Injektionskanülen	56
Zylinder-Ampullen-Spritze	56
Schaumstoffpellets	56
Schaumstoffpellets plus	56

► Prophylaxe

Omni clean and polish /repair Polierpasten	57
Profi Cups Polierkerle	57
Omni Minibrush	57
Tubfix	57
Omni ProfiPearls Prophylaxepulver <small>neu</small>	58, 59
Omni Oshibori	59
Interdentalbürsten für Halter	60
Halter für Interdentalbürsten	60
Interdentalbürsten	61
Interdentalbürsten mit Griff	61
omniDYNE	62
Zahnspangenboxen	62
Schienendosen	63
OraCare Mundspüllösung	64
Zahnseide	65
Omni White smile	65
OMNI Ice Brush	66
OMNI Prothesenbürste	66
Zahnputzsets Kids	67
OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten	67
OMNI flatcut soft	68
Kinderzahnbürsten	68
Multituft Zahnbürsten	68

► Geräte		► Rotierende Instrumente		► Prothetik/Kunststofftechnik	
Omniseal plus	27	OmniGloss	78	Löffelmaterial	98
Omni Steri Rollenhalter	27	OmniRound	78	► Gusstechnik/Legierungen	
P2 Etikettierer / Zubehör	27	Omnicut	79	Dental Vlies	99
Sensorspender / touchless Spender	15, 29	Omni Multicut	79	► Modellherstellung / Artikulation	
OmniSonic 3D / OmniSonic 4D	69	Omni Powercut	79	Gipse / Gipsschaufel	100, 101
OmniSonic basic / OmniSonic 3D	110	Composite Polierer	91	Omni Tray Cleaner Konzentrat	102
► Instrumente		► Endodontie		Omniprint P / Omniprint P soft	103
Kugelstopfer	70	Hedströmfeilen	80	Anmischbecher	104
Heidemann-Spatel	70	K-Feilen	80	Anmischblöcke	104
Planstopfer	70	K-Bohrer	81	Sekundenkleber	104
Zementspatel	70	Guttaperchaspitzen	82	Omnidouble	105
Spatel	70	Papierspitzen	83	Omnidouble Küvetten	105
Pinzetten	71	Schaumstoffeinsätze	83	Platzhalterfolie	105
Zahnsonden	71	► CAD / CAM		Käppchenfolie	105
Omni color Küretten und Scaler	71	Z-CAD Zirkon Ronden	84 – 87	Dowel Pins	106
WHO-Sonde	72	► Ausarbeiten/Polieren		Sockelformer	106
Serviettenkettchen	72	Alustral	88	Magnet-System	106
Mundspiegel	72	Cera Blast	88	Silikon Knetmasse Labor	107
Mundspiegelgriffe	72	Pinselfbürsten	88	Prothesenfinish	107
Zahnzangen	73	Radbürsten	88	Okklusionsspray	107
Nadelhalter	74	Woll- und Nesselschwabbeln	89	► Modellieren	
Zahnfleischscheren	74	Polierbürsten	89	Bisswälle	108
Arterienklemmen	74, 77	Bohrerreinigungsbürste Messing	89	Bissnehmewachs	108
Pinzetten	75	Bohrerreinigungsbürste Nylon	89	Wachsdraht	109
Wurzelheber	75	Heatless Steine	90	Modellierwachse	109
Sonstige chirurgische Instrumente	75	Spezial Schleifsteine	90	► Geräte	
Anmischspatel	76	Abrichtstein	90	OmniSonic basic / OmniSonic 3D	110
Gips- und Wachsmesser	76	Schleifkörperprogramm	91 – 97		
Le Cron Modellierinstrumente	76	OmniPol	91 – 93		
Tasterzirkel	76	Mandrelle	91		
Lötpinzette	77				
Gipszange	77				
Teleskopzange, Kramponzange	77				
Kronen- und Brückenhalteklammern	77				

Site map

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe



Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

38979

Intropackung, bestehend aus:
1 Dynamik Putty 380 ml,
2 Bajonettringe,
10 Dynamik Mischer,
1 Omnisil A Kontur 50 ml,
6 x Mixingtips

69,90

39046

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,
Bajonettring, 2 Dynamik-
Mischer

105,90

39263

Dynamischer Mischer
Pckg. 50 Stück

49,90



Intropackung
69,90

Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließeigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

38974



Pckg. 2 x 50 ml,
12 Mischkanülen

26,90



Omnident
Mischkanülen
finden Sie auf
Seite 46

Pckg. 900 ml
58,90

Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

39043

Pckg. 900 ml (1.469 g)

58,90



Silikon Knetmasse

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4-5 Min. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet.

- | | | |
|---|------------------------------|-------------|
| 88461
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | normal,
Shore 60, weiß | |
| 88462
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | hart,
Shore 70, gelb | |
| Dose 900 ml
ab 4 Dosen | 21,90
19,90 | |
| 88463
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | normal
Shore 60, weiß | |
| 88464
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | hart
Shore 70, gelb | |
| Eimer 5.800 ml
ab 3 Eimer | 95,90
91,90 | |
| 63697
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Messlöffel 12 ml | 1,20 |

Knetmassen Härter

Härter für Omnident Silikon Knetmassen. Als Härterflüssigkeit oder Härterpaste erhältlich.

- | | | |
|--|--|----------------------------|
| 79137
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Flasche mit 20 ml
Härterflüssigkeit
ab 10 Flaschen | 5,90
4,90 |
| 79138
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Tube mit 35 g Härterpaste
ab 10 Tuben | 6,90
5,90 |
| 116533
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Omni Tubfix Tubenentleerer | 4,95 |

Dose 900 ml ab
19,90

Flasche 20 ml ab
4,90

Tube 35 g ab
5,90



beim Kauf von 10 Tuben Härterpaste erhalten Sie **1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.**



Flasche 200 ml
5,95



Flasche 30 ml
5,69



Flasche 10 ml
6,90



Löffeladhäsiv

Adhäsiv-Spray und Adhäsiv-Liquid erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dienen als Löffeladhäsiv für die entsprechenden Abformmaterialien. Unterschieden wird in Adhäsive für alle Silikonmaterialien (Universal Adhäsiv) für Alginate (Alginate Adhäsiv) und für Polyethermaterialien (Polyether Adhäsiv).

- | | | |
|---|---|-------------|
| 51293
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Löffeladhäsiv Silikon, blau
10 ml Pinselflasche | 6,90 |
| 56834
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Löffeladhäsiv Polyether, rot
30 ml Pinselflasche | 5,69 |
| 86431
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Löffeladhäsiv Alginate, rot
30 ml Pinselflasche | 5,69 |
| 56898
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ | Löffeladhäsiv Löser-Spray
200 ml Sprayflasche | 5,95 |

Pckg. 2 x 50 ml

28,90

Omnibite ▶

Mittelviskoses, transparentes, elastomerer Bissregistriermittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeitersparnis durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar.

17181



Pckg., 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

28,90



◀ **Omnibite Apple**

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamttabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

71789



Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

29,90



Pckg. 2 x 50 ml

29,90

Omnibite vanilla ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanille-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamttabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

122347



Pckg. 2 x 50 ml plus
12 Mischkanülen

29,90



Pckg. 2 x 50 ml

29,90

Omnibite Granit

Omnibite Granit ist ein Bissregistriermaterial der Spitzenklasse. Extra hart mit einer Endhärte von Shore D 45 und einer Verarbeitungszeit von 30 Sek. Bei einer Mundverweildauer von ebenfalls 30 Sek. ist Omnibite Granit besonders schnell zu verarbeiten. Hohe Thixotropie, hohe Dimensionsstabilität, einfachste Bearbeitung durch Fräsen oder Brechen. Auch geeignet für Indikationen im Bereich dauerhaft, mehrfach verwendbare Bissregistratur und Fixierung von Stützstiftregistratur. Farbe: türkis, Geschmack: mint. Nicht röntgensichtbar.

66628

Pckg. 2 x 50 ml plus
 12 Mischkanülen

31,90



Pckg. 2 x 50 ml
31,90



Pckg. 2 x 50 ml
29,90

Omnibite plus

Additionsvernetzendes, elastomeres Präzisionsmaterial auf Silikonbasis in Kartuschen für alle Arten von Bissregistrierung. Aufgrund der hohen Endhärte zeichnet sich das Material durch seine gute Fräsbarkeit aus. Shore-A-Härte 85 (mind.). Nicht röntgensichtbar.

17182

Pckg. 2 x 50 ml plus
 12 Mischkanülen

29,90

**Omnident
 Mischkanülen**
 finden Sie auf
 Seite 46



Omni Dispenser

Der Omni Dispenser ist geeignet für 1:1 / 2:1 und 4:1 / 10:1 Kartuschen.

14163 1:1 / 2:1

14185 4:1 / 10:1

Stück **39,50**



Stück
39,50



Alginat

Schnellabbindend, staub- und blei-freies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfefferminzgeschmack. Farbe blau.


73454
 Beutel 500 g staubfrei **8,90**
 ab 20 Beutel (1 Karton) **6,98**
 ab 40 Beutel (2 Kartons) **6,48**

10217
 Messbesteck Set **1,50**

40602
 Aufbewahrungsbox, leer **3,90**



Beutel 500 g ab **6,48**



Beutel 500 g ab **6,10**

Alginat rosa

Hochwertiges, bleifreies und staub-freies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewährleistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

88087 normalabbindend

88094 schnellabbindend

Beutel 500 g **7,50**
 ab 20 Beutel (1 Karton) **6,75**
 ab 40 Beutel (2 Kartons) **6,10**

10217
 Messbesteck Set **1,50**

40602
 Aufbewahrungsbox, leer **3,90**

Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

26571

Beutel 500 g **8,20**
 ab 20 Beutel (1 Karton) **6,98**
 ab 40 Beutel (2 Kartons) **6,48**

10217

Messbesteck Set **1,50**

40602

Aufbewahrungsbox, leer **3,90**



Beutel 500 g ab
6,48



Messbesteck Set
1,50



smile
 price

Aufbewahrungsbox
3,90



▼ Anmischspatel

Anmischspatel aus flexiblem Kunststoff. Länge 185 mm.

98470  weiß

98464  blau

Stück **1,20**

Stück
1,20



**Omnident
 Abdrucklöffel**
 finden Sie auf
 Seite 10 und 11



OK

Oberkiefer

OK
BO 0



OK
BO 1



OK
BO 2



OK
BO 3



OK
BO 4



smile
price

UK

Unterkiefer

UK
BU 0



UK
BU 1



UK
BU 2



UK
BU 3



UK
BU 4



Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

53438	BO/0
53439	BO/1
53440	BO/2
53441	BO/3
53442	BO/4

Stück
ab 10 Stück

8,79
7,89

53443	BU/0
53444	BU/1
53445	BU/2
53446	BU/3
53448	BU/4

Stück
ab 10 Stück

8,79
7,89

Stück ab

7,89



OK

Oberkiefer



UK

Unterkiefer



Abdrucklöffel

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.




Stück ab
7,69

15784	OK XS/5	15788	UK XS/5
15786	OK S/4	15791	UK S/4
15785	OK M/3	15790	UK M/3
15783	OK L/2	15789	UK L/2
15787	OK XL/1	15792	UK XL/1
Stück ab 10 Stück	8,49	Stück ab 10 Stück	8,49
	7,69		7,69



Spender 50 ml

9,90



OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscrème zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

93102



50 ml Dosierspender

9,90



OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

61312



100 ml Dosierspender
ab 6 Spender

5,95

5,49

gleich mitbestellen:



gratis

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

81081



gratis

Hand drauf



Spender 100 ml ab

5,49

◀ OmniStar touchless



Stück
139,90*

geeignet für
Seifen, Gels und
Flüssigkeiten

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

Omnicare Hand Gel nicht im Lieferumfang enthalten

Automatischer Sensorspender OmniStar Touchless. Dosiermenge in zwei verschiedenen Modi individuell einstellbar (Modus 1: grünes LED Licht – ein Sprühstoß à 1,5 ml. Modus 2: rotes LED Licht – zwei Sprühstöße à 1,5 ml). Die Maße ohne Tropfschale: B 104 x H 312 x T 190mm. Maße mit Tropfschale: B 121 x H 320 x T 247 mm. Für Seife und Flüssigkeiten in 500- oder 1.000 ml – Eurospenderflaschen.

Im Lieferumfang enthalten: Gelpumpe für Seife und Gels, Sprühpumpe für Flüssigkeiten (bereits montiert), Tropfschale, Sichtblende, Montageplatte, Platzhalter für 500 ml Flaschen, Pumpenröhrchen für 500 ml Flaschen, Schlüssel, 4 x D Zelle Alkali Batterien.

Material: Kunststoff mit transparenter Frontklappe.

130112
OmniStar touchless, Stück **139,90***

Zubehör

202057 für 500 ml

130113 für 1.000 ml
Sprühpumpe **7,90**

202059 für 500 ml

130114 für 1.000 ml
Gelpumpe **7,90**

202099
Schlüssel **1,90**

130115
Tropfschale **11,90**

OmniStar ▶

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem Weiß oder eleganter Chromoptik.

- wahlweise für 500 ml oder 1.000 ml Eurospenderflaschen
- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- 3stufig einstellbare Dosiermenge:
Stufe 1: 0,7 ml
Stufe 2: 1,0 ml
Stufe 3: 1,5 ml
- für Flüssigkeiten und Gels
- inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Maße: B 105 x H 320 mm. Lieferung inklusive Tropfschale, Sichtblende (montiert), Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

94427
Weiß **57,95***

94428
Chromoptik **83,50***

Zubehör

208903	Weiß	130429	
208904	Chromoptik	Schlüssel	1,90
Tropfschale	1,90	208905	
		Platzhalter für 500 ml	1,90



Stück ab
57,95*

geeignet für
Seifen, Gels und
Flüssigkeiten

Omnicare nicht im Lieferumfang enthalten



Flasche 250 ml ab
5,19

Ultra Orange

Reiniger für Praxis und Labor. Mischung aus natürlichen, schalen-gespresten Orangenölen. Hohe Reinigungskraft und angenehm duftend. Spezialreiniger zur Entfernung von Zement, Alginat- und Gipsresten auf Abdrucklöffeln, Anmischbesteck, Glasplatten, Keramik und Kronen/Brücken.

23621
250 ml Flasche
ab 3 Flaschen

6,19
5,19

Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmezubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

14228
Kanisterschlüssel **4,00**

14227
Dosierpumpe (ca. 30 ml / Hub) **8,90**

14226
Kanisterhahn **8,90**



Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbecken-reiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

17801
Flasche 750 ml **9,90**



Omicare ▼

Spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Dermatologisch getestet.

19353
500 ml Flasche mit Pumpspender **4,49**

84502
500 ml Eurospenderflasche **4,49**



Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

89527
Foamer-Flasche 400 ml **11,90**

13659
1 l Eurospenderflasche **8,90**

19354
10 l Kanister **35,90**



Kanister 10 l
35,90

Flasche 500 ml
4,49



Refill 100 Stück ab
3,00*

Leerdose
2,60*

Omniwipes

Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, begrenzt viruzid Plus.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 25452** Neutral
- 85421** Lemon
- Refill-Beutel mit 100 Tüchern 14 x 20 cm ab 6 Beutel **3,35***
- ab 12 Beutel **3,20***
- 25462** Neutral
- 85323** Lemon
- Spenderdose, leer **2,60***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de



ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

34317

- Sprühflasche 750 ml **5,89**
- ab 2 Sprühflaschen **5,49**
- ab 6 Sprühflaschen **5,19**
- ab 12 Sprühflaschen **4,99**

Flasche 750 ml ab
4,99



Flasche 750 ml ab
4,99

ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

13531

- Sprühflasche 750 ml **5,89**
- ab 2 Sprühflaschen **5,49**
- ab 6 Sprühflaschen **5,19**
- ab 12 Sprühflaschen **4,99**

Omniwipes wet & easy Plus

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat) Bakterien (*E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*) und *Candida albicans* nach VAH und EN16615 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.* Fläche Packung zum verstauen in schmalen Schubladen. Aldehydfrei.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

125307
Pckg. 2 x 15 Tücher,
Format 22 x 29 cm
ab 9 Pckg.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Pckg. 2 x 15 Tücher ab
6,90*



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

7,90*
6,90*



wet & easy!

smile
price



Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min*. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

85439
Pckg. 2 x 15 Tücher,
Format 22 x 29 cm
ab 9 Pckg.

6,90*
5,90*

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Pckg. 2 x 15 Tücher ab
5,90*

* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter www.omnident.de

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

wet and

Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiumtücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 28 x 30 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnizid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spenderreimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

14201


fleur


120375


lemon

120374


neutral

Pckg. mit 1 Rolle Vlies
 à 90 Tücher 28 x 30 cm
 ab 3 Pckg.

20,90*
 **19,90***

121171


Leereimer

6,49

Leereimer

6,49



Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

begrenzt viruzid Plus

VAH gelistet

Pckg. 90 Tücher ab
19,90*

smile price

bewährte Tuchqualität:
 Omniwipes SuperSoft

dry

Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 150 x 230 mm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

76414

Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
à 240 Tücher 15 x 23 cm **28,90***

76415

Spenderbox **6,49***



Spenderbox
6,49*

Refill-Pckg.
28,90*

perfekt kombinierbar mit Omnizid
siehe Seite 20

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de



Refill-Pckg.
19,90*

superweiche Qualität

◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel- frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß- feste Qualität 90% PES. Tuchformat 28 x 30 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnizid.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

95533

Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies
à 90 Tücher 28 x 30 cm **19,90***

76415

Spenderbox **6,49***

* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter www.omnident.de

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



◀ Omnizid fleur

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS: Konz. 1 Min.* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

98467

 Sprühflasche 0,5 l

7,90*

98468

 Kanister 10 l

49,90*

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

begrenzt viruzid Plus

VAH gelistet


Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

Omniwipes Dry Velours ▶

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnizid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: www.omnident.de > Downloadbereich > Vier-Felder-Test

89385

 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies à 75 Tücher 28 x 28 cm

25,90*

76415

 Spenderbox

6,49

perfekt kombinierbar mit Omnizid
 siehe Seite 21

Refill-Pckg.
25,90*



total disinfection

Omnizid

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion auf Basis von Alkoholen und Quats zur wirksamen und schnellen Flächendesinfektion. Eignet sich hervorragend zur Schnelldesinfektion von Hand- und Winkelstücken, sowie von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Materialschonend bei der Desinfektion von Mundprothesen. Omnizid hat einen angenehmen, frischen Duft und extrem kurze Einwirkzeiten. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/ HCV/Vaccinia) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeit nach den Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; HBV/HCV/ HIV/Vaccinia und H1N1-Inaktivierung: Konz.: 1 Minute*.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

19630	Neutral	
89373	Lemon	
11458	Orange	
Sprühflasche 0,5 l		7,90*
10333	Neutral	
85322	Lemon	
88390	Orange	
Kanister 10 l		49,90*
128020	Neutral	
128021	Lemon	
128022	Orange	
Kanister 5 l		27,90*

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Besonders schonend durch reduzierten Alkoholanteil!

VAH gelistet



Kanister 10 l **49,90***

Flasche 0,5 l **7,90***

Kanister-Zubehör finden Sie auf Seite 14

VAH gelistet



Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

Omnizid 35

Schnelldesinfektion mit reduziertem Alkoholanteil und deutlich besserer Verträglichkeit für Flächen und Anwender (keine Atemwegsreizung). Die meisten Einheitenhersteller empfehlen eine Schnelldesinfektion mit einem reduzierten Alkoholgehalt damit der Kunststoff nicht vorzeitig spröde wird. Ideal für die tägliche bzw. mehrfach tägliche Benutzung auf kleinen Flächen und (nichtinvasiven) Medizinprodukten. Nicht für Acryl- bzw. Plexiglasflächen geeignet. Omnizid 35 besitzt ein umfassendes Wirkungsspektrum innerhalb 1 Minute* und eine sehr große Wirkungsbreite (gegen Bakterien, Hefen, behüllte Viren, Tuberkulose gemäß Etikettenangaben nach VAH) begrenzt viruzid Plus. Sehr angenehme dezente Düfte erleichtern das tägliche Arbeiten zusätzlich. Gleichbleibend gewohnte hohe antimikrobielle Sicherheit durch ein umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien und Candida albicans nach den Standardmethoden der VAH und EN 13697 (hohe Belastung), Tb (Tuberkulose)-Inaktivierung nach EN 14348, behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DW

und Rota-, Noro- und Adeno-Viren nach EN 14476: 1 Minute.* Niedrige Belastung.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

107158	tropic	
107156	ocean	
107154	lemon	
107152	neutral	
Sprühflasche 0,5 l		7,90
107159	tropic	
107157	ocean	
107155	lemon	
107153	neutral	
Kanister 10 l		49,90

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter www.omnident.de

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

VAH
gelistet

Flasche 1 l
8,49*

Kanister 10 l
57,90*

voll
viruzid

ohne
Alkohol

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

OmniBiozid Plus

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konz. 1 Min.* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

121172
Sprühflasche 0,5 l **8,49***

121173
Kanister 10 l **57,90***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ohne
Alkohol

VAH
gelistet

OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Duo-Schaum-sprühkopf ausgestattet, mit der die Flächendesinfektion als Schaum oder als Sprühnebel verwendet werden kann. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytical Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (candida albicans): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.*

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

45407
Dosierflasche 1 l **9,90***

45441
Kanister 10 l **54,90***

91956
Ersatz Sprühkopf **1,90***

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.






Flasche 1 l
9,90*

Kanister 10 l
54,90

Omnidrill ▶

Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 15 Min. inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.


- 10338**

 Flasche 2 l 10,90
- 10337**

 Kanister 10 l 47,90
- 128023**

 Kanister 5 l 27,50



Omnipur ▼

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweine-

grippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DW: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

- 85460**

 Dosierflasche 1 l 12,90
- 87450**

 Kanister 10 l 69,50


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Omnisept IMP ▶

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahn-technischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: Konz.: 2 Min*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 79231**

 Kanister 10 l 79,90
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



**VAH
gelistet**

Kanister 10 l
109,50



Kanister 5 l
59,90

**schon
ab 1%-iger
Lösung
verwendbar**

Omnisept

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (m.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

10336	Dosierflasche 1 l	16,90
10335	Kanister 10 l	109,50
128019	Kanister 5 l	59,90

Omnisept Plus ▶

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. M. terrae (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration
- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

55585
Dosierflasche 1 l **16,90**

55543
Kanister 10 l **109,50**



**VAH
gelistet**

**Kanister-
Zubehör**
finden Sie auf
Seite 15

**Omni Einmal
PE Schürze**
finden Sie auf
Seite 34

**voll
viruzid**

Kanister 10 l
109,50

Flasche 1 l
16,90



Flasche 2,5 l ab
22,90

Omnisuc ▲

Mit Omnisuc steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

84393
Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

25,90
22,90



Flasche 2,5 l ab
15,90

Omnisuc W ▲

Notwendig für die Reinigung der Absauganlagen, da auch Ablagerungen gelöst werden müssen, die sich ausschließlich über einen sauren Reiniger entfernen lassen. Ergänzungspräparat mit speziellem Eiweißlöser. D.h., neben der täglichen Verwendung von Omnisuc, einem Produkt, das speziell auf alkalischer Basis arbeitet, verwenden Sie ein- bis zweimal die Woche auch Omnisuc W, um eine vollumfängliche Reinigung des Absaugsystems zu gewährleisten. Löst Kalk (saurer pH-Wert), neutralisiert Biofilmrückstände und Natriumbicarbonat (aus Omni-flow). Hierbei wird der Reiniger mit einer 5%igen Lösung mit Wasser angesetzt. 30 Min. einwirken lassen und danach die Anlage mit Wasser gut nachspülen.

120092
Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

17,90
15,90



Flasche 2,5 l ab
15,90

Omnisuc Cleaner ▲

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnisuc Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

55153
Flasche 2,5 l
ab 4 Flaschen

17,90
15,90



Omnisuc Filter ▲

Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

99466
Pckg. 12 Stück
ab 2 Pckg.

19,90
17,90





Pckg. 30 Pipetten
38,90

Omni Ink Test

Einmal Beutel zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929

124095
Pckg. 30 Beutel

38,90

Pckg. 300 Stück
129,-



Omni Helix Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle Typ B Autoclaven. Typ 2.

93255
Pckg. 300 Stück

129,00



Set
119,-

Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoclaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

203326
Set: 1 Prüfkörper, 50 Indikatorstreifen **119,00**

203327
Refill-Pckg. 250 Indikatorstreifen **119,00**

Pckg. 100 Stück
37,90




Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

93254
Pckg. 100 Stück

37,90



Pckg. 100 Teststreifen
195,-

Stück
4,79



Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoclaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

122341
Stück **4,79**



Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwundlich.

118888
Pckg. 100 Teststreifen **195,00**

118889
Prüfleiste, Stück **59,90**



Omnifol ▲

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.

- 26420**
Omnifol 50
50 mm, Rolle mit 200 m **19,90**
- 26421**
Omnifol 75
75 mm, Rolle mit 200 m **22,90**
- 26422**
Omnifol 100
100 mm, Rolle mit 200 m **29,90**
- 79567**
Omnifol 200
200 mm x 50 mm (für Trays),
Rolle mit 100 m **59,90**

Pckg. 200 Stück ab

6,90



Omnibag ▲

Sterilisationsbeutel der Extraklasse für alle gängigen Versiegelungsgeräte, Farbindikator nach Dampfsterilisation, perfekter Verschluss bei gleichzeitigen sicheren Öffnen durch perfektionierte Peel Öffnung. Entspricht der EN 868-5, ISO 11140-1 sowie ISO 11607-1.

- 124739**
57 x 102 mm, Pckg. 200 Stück **6,90**
- 124740**
70 x 229 mm, Pckg. 200 Stück **8,90**
- 124741**
89 x 229 mm, Pckg. 200 Stück **9,90**
- 124742**
254 x 356 mm, Pckg. 200 Stück **45,90**

Stück

1.449,-



OmniSeal Plus ▲

Das intelligente Durchlaufsiegelgerät für die moderne Zahnarztpraxis! Sicher, kompakt und einfach zu bedienen! Jeder Siegelvorgang wird elektronisch auf Temperatur, Anpressdruck und Geschwindigkeit überwacht. Das schnellste Gerät seiner Klasse (10m/min.) zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienung und extrem kurze Aufheizphase (unter 1 Minute) aus. Auch schwere Kassetten, wie sie beispielsweise in Krankenhäusern Verwendung finden sind auch ohne Vorlagetisch kein Problem.

- 24 Monate Garantie
- Validierfähig nach EN 11607
- inklusive Zugtest Omnifol
- RS 485 Schnittstelle
- Kein Vorlagetisch erforderlich
- Aufheizphase unter 1 Minute
- Stufenlose Temperatureinstellung (0-200°C)
- Intuitive Bedienung
- Metallgehäuse
- Anbindung an jede gängige Hygienesoftware möglich
- Datenlogger und Rollenhalter (Vollmetall) optional erhältlich
- Maße: 38 x 23 x 10 cm (L x B x H)

118890



Stück

1.449,00

Siegel-sicher

Stück

390,-



Stück

198,-



Zubehör

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

122340



Rollenhalter, Stück

390,00

Omni Etikettierer. Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

122003



Etikettierer, Stück

198,00

122004



P2 Etiketten
Pckg. 4 x 500 Stück

27,90

124096



Farbwalze, Stück

15,00



Stück ab
5,95

Adapter für Ölsprays

① **49969**
 Universaladapter INTRAmatic. Schnittstelle für Hand- und Winkelstücke. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **6,49**
5,95

③ **50002**
 Adapter Multiflex. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **6,49**
5,95

② **50001**
 Adapter Roto Quick. Schnittstelle für Turbinen. Hochwertige Metallausführung mit Dichtringen.
 Stück ab 5 Stück **6,49**
5,95

④ **50003**
 Adapter, ISO-Schnittstelle für Winkelstückköpfe. Kunststoffadapter mit Gewinde.
 Stück ab 5 Stück **2,19**
1,95

Dose ab
13,90



Omnident Ölsprays

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren.
49941
 Omnident Universal Ölspray
 Dose, 500 ml ab 6 Dosen **14,90**
13,90

49965
 Omnident T-Ölspray
 Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.
 Dose, 250 ml ab 6 Dosen **16,90**
15,90

Dose ab
15,90



Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

49501
 Stück **29,90**



Stück
29,90



Pckg. 10 Stück
5,99

Omni Tip Cover


Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab. Sterilisierbar.
 Größe 1 (klein): 2,5 x 28 mm.
 Größe 2 (groß): 4,0 x 28 mm.

121700 Größe 1
121701 Größe 2
 Pckg. 10 Stück **5,99**



Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

117477

 Sensorspendersystem (unbefüllt) **129,90**

117478

 6 x 100 m Nachfüllrollen (Papierqualität TAD) **51,90**

130430

 Schlüssel **1,90**

Stück
129,90



Freude-Spender



Karton 3.750 Stück ab
33,90

Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falhtandtücher.
Grün, zweilagig. Zickzack-Falzung.
Format 24 x 23 cm.

66629



Karton mit 3.750 Stück
ab 2 Kartons

36,90
33,90



Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

23693



Karton mit 3.000 Stück

42,90

Karton 2.680 Stück
42,90

Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falhtandtücher.
Naturweiß, einlagig. Zickzack-Falzung.
Format 25 x 23 cm.

10990



Karton mit 5.000 Stück

25,90

Karton 5.000 Stück
25,90





Karton 2.600 Stück
35,90

Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

93307
Karton mit 2.300 Stück **44,90**



Karton 2.300 Stück
44,90

Omni-Z TAD

Einmal-Falhtandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Falzung. Format 20 x 23 cm.

13532
Karton mit 2.600 Stück **35,90**



Karton 3.750 Stück ab
39,90

Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falhtandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Falzung. Format 24 x 21 cm.

11044
Karton mit 3.750 Stück ab 2 Kartons **44,90**
39,90

Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falhtandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

69740
Stück **29,90**

95957
Adapter für Nicht-eurospender, Stück **gratis**

Stück
29,90





Omniprotect

Patientenschutzserviette aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 48 x 33 cm.

19554	weiß
19553	grün
19552	blau
11646	gelb
11618	lila
11667	orange
117479	rosa
Karton mit 500 Stck.	19,90



Omni Bib Holder

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

123296
Pckg. 250 Stück
ab 5 Pckg.

11,90
9,90



OmniFresh Ultrasoft

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

- ① **88106** mint
 - ② **51292** blau
- Pckg. mit 100 Stck.
ab 10 Pckg.
- 11,90
9,90
- ③ **30197**
- Pckg. mit 100 Stck. sortiert
hellblau, orange, pink, gelb
ab 10 Pckg.
- 11,90
9,90






Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxisereignisse. Größe 28 x 27 cm.

- 103037 hellblau
 - 103038 weiß
 - 120210 grün
 - 120211 dunkelblau
- Rolle mit 100 Stück ab 5 Rollen 9,95
8,49



Rolle 40 Stück ab **17,90**

Omniflow Protect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omniflow Protect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasser- und undurchlässig und reißfest. Vorperforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.

- 83605 hellblau
 - 22845 weiß
- Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm ab 4 Rollen 19,90
17,90



Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

- 65381 blau
 - 65382 grün
 - 65383 weiß
 - 23435 Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand
 - 65384 Tischspender, weiß
- Rolle mit 200 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen 14,65
13,80
12,95



Spender ab **17,90**



Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

- 67314 weiß
 - 67315 hellblau
 - 23433 grün
 - 51198 gelb
 - 51241 dunkelblau
 - 51203 orange
 - 51229 rosa
 - 103228 lila
- Rolle mit 80 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen 12,75
12,25
11,70



Rolle 80 Stück ab **11,70**

Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeits- und undurchlässig und strapazierfähig. Die einzelnen Schürzen sind bequem aus dem Spenderkarton entnehmbar. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

- 121275 Pckg. 50 Stück 15,90



Pckg. 50 Stück **15,90**

Dose ab

7,49

Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482 Dose 4 g	Gr. 00, \varnothing 4 mm	10,49
55483 Dose 4 g	Gr. 0, \varnothing 4,8 mm	9,49
55484 Dose 10 g	Gr. 1, \varnothing 6,3 mm	8,90
55485 Dose 10 g	Gr. 2, \varnothing 7,6 mm	7,49

Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

61900
Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck.
ab 5 Beutel

3,95
3,50



Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

72702 6 x 8 mm, 500 Stck.	10,60
72655 8 mm, 500 Stck.	10,60
72490 5 mm, 1.000 Stck.	10,60
72482 4 mm, 3.000 Stck.	11,40

Mulltupfer (unsteril)

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

16627 Pckg. mit 500 Stck.	Erbse 12,50	82260 Pckg. mit 500 Stck.	Walnuss 19,80
16628 Pckg. mit 500 Stck.	Haselnuss 14,20	82261 Pckg. mit 400 Stck.	Pflaume 28,90

Packung ab

12,50

Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

56695 6 x 8 mm, 500 Stck.	12,50
56683 8 mm, 500 Stck.	12,50
56689 5 mm, 1.000 Stck.	12,50
56678 4 mm, 3.000 Stck.	13,50



Mulltupfer steril

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingeschiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.

203198 Pckg. 30 x 2+3 Stück	Erbse 13,90
203199 Pckg. 30 x 2+3 Stück	Haselnuss 14,90
203201 Pckg. 30 x 2+3 Stück	Walnuss 15,90
203202 Pckg. 30 x 2+3 Stück	Pflaume 16,90

Pckg. 100 Stück ab
5,49*



◀ Omni Safetec

Latexuntersuchungshandschuh, unsteril, puderfrei, mit Rollrand, gute Griffsicherheit durch mikrogeraute Handfläche. Hergestellt nach EN 455, T. 1-4, AQL 1,5.

109232	x-klein
109233	klein
109234	mittel
109235	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	6,59* 5,99* 5,49*

Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T1-3. EN 374. AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffigkeit durch mikrogeraute Handfläche.

23742	x-klein
23743	klein
23744	mittel
23745	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	6,99* 6,49* 5,99*



Pckg. 100 Stück ab
5,99*

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

◀ Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angeraute Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip. Der Omni Sensitive übererfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455. EN 374. AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

110209	x-klein
110212	klein
110213	mittel
110214	groß
Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. ab 20 Pckg.	7,99* 7,59* 6,99*



Pckg. 100 Stück ab
6,99*

Einwegartikel

Praktisch: mit umschlagbarem Sicherheits-Rand



Pckg. 1 Paar
8,90*

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

Chemikalien Schutzhandschuhe

Omni Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril gegen hohe Risiken mit Baumwollflockenfutter für den Schutz des Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Die Chemikalienschutzhandschuhe sind latexfrei, ideal für den Umgang mit Chemikalien (nach den Richtlinien der PSA, EN420, EN388, EN374, AQL 1,5), schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen & vor Schnittverletzungen, der Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge. Farbe: grün. Länge 33 cm.

203194 Größe 7

203195 Größe 8

203196 Größe 9

203197 Größe 10

Pckg. 1 Paar **8,90***

high protect



Pckg. 100 Stück ab
8,99*

Extralang:

30 cm
Gesamtlänge



Schutz-
klasse
(PSA)
Kategorie
III

gegen
hohe
Risiken!

OMNI high protect Nitrilhandschuh

Einmal Untersuchungshandschuh mit langem Schaft. Der OMNI high protect Nitrilhandschuh gilt als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Risikoklasse III und bietet Schutz gegen hohe Risiken wie Chemikalien und Mikroorganismen. Bei einer komfortablen Gesamtlänge von 300 mm zeichnet er sich auch durch sein exzellentes Tragegefühl und eine hervorragende Passform aus. Die mikrotextrierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

132081 x-klein

132080 klein

132079 mittel

132078 groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **9,99***
8,99*

Pckg. 100 Stück ab
7,99*



◀ **Soft Nitril**

Unsteril, puderfrei, latexfrei. Reinweiß, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Handfläche. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 98785** x-klein
- 49503** klein
- 49504** mittel
- 49506** groß
- 49507** x-groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99***
7,99*

Violet Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Violet Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: violett, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 49607** x-klein
- 49608** klein
- 49609** mittel
- 49610** groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99***
7,99*



Pckg. 100 Stück ab
7,99*



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de



Rosa Pearl Soft Nitril ▶

Nitrilhandschuhe Rosa Pearl. Unsteril, puderfrei, latexfrei. Farbe: rosa, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455. AQL 1,5. Mikrogeraute Fingerkuppen. Eine spezielle Material-Zusammensetzung, gewährleistet einen Tragekomfort ähnlich eines Latexhandschuhs.

- 106038** x-klein
- 106037** klein
- 106039** mittel

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,99***
7,99*

Pckg. 100 Stück ab
7,99*

* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter www.omnident.de

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



absolute
Reinheit
ohne
Schwefel
und chemische
Allergene!

Omni DermaPro

Der Omni DermaPro ist ein puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh und bietet unter Einsatz der patentierten Low Derma™ Technologie besten Handschutz im Bereich der akzeleratorfreien Handschuhe. Er enthält weder Schwefel noch chemische Beschleuniger wie Thiuram, Thiazole und Carbamat und ist dadurch die perfekte Lösung für empfindliche Haut. Der Omni DermaPro kann im Umgang mit Materialien genutzt werden, die gegenüber Schwefel und anderen Beschleunigern reaktiv sind. Klinisch erprobt – reduziert Typ I sowie die Kontaktallergie Typ IV (Spättyp-Allergie) mit verzögertem Ausbruch der Allergie). Der Einsatz des PSA-Kategorie III-Handschuhs ermöglicht es zudem, die Haut des Anwenders vor Chemikalien und der Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen zu schützen, welche allergische Reaktion verursachen oder hervorrufen. Unsteril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, erfüllt die EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1,5, Farbe: Metall-blau.



Patented Technology



neu

208254	x-klein
208255	klein
208256	mittel
208257	groß

Pckg. 100 Stück ab 10 Pckg. **8,49***
7,59*

lieferbar ab Frühjahr 2021

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de

Pckg. 100 Stück ab **7,59***

sicherer
Schutz für
alle Haut-
typen

Haut couture

Omnimask Comfort ▶

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Gummizug

mit Gummizug

118860

118861

118865

118862

118863

118864

118863

118864

118864

118864

- blau
- grün
- weiß
- lila
- orange
- rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg.

6,99*
5,99*

118866

118867

118871

118868

118869

118870

118869

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

118870

Pckg. 50 Stück ab
6,29*

Pckg. 50 Stück ab
5,99*



Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es bei allen Artikeln mit roten Preisen während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in unserem Online-Katalog www.omnident.de



◀ Omnimask antifog

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

116526

116527

116531

116528

116529

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

116530

blau

grün

weiß

lila

orange

rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg.

7,29*
6,29*

mit Gummizug

116520

116521

116525

116522

116523

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

116524

blau

grün

weiß

lila

orange

rosa

Pckg. 50 Stück
ab 10 Pckg.

7,29*
6,29*

* Aktuelle Preise finden Sie im OMNIDENT Online-Katalog unter www.omnident.de

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pckg. 100 Stück ab

2,38

Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Feste Kappe

63668



78523



16634



19562



19560



16636



weiß

transparent

blau

grün

gelb

rot

Abnehmbare Kappe

86533



87421



16635



19566



19564



16637



11803



11808



203472



Pckg. mit 100 Stück
ab 10 Pckg. (1 Karton)
ab 30 Pckg. (3 Kartons)
ab 60 Pckg. (6 Kartons)

weiß

transparent

blau

grün

gelb

rot

lila

orange

grau

2,85

2,54

2,46

2,38



Pckg. 100 Stück ab

5,90



Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzutragenden Stoff festhält, bis die Applikation erfolgt ist. Der Micropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsmengen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

88957



silber

88958



violett

88963



blau

88965



grün

Pckg. mit 100 Stck.
ab 3 Pckg.
ab 5 Pckg.

6,45

6,20

5,90



Omnicups PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

CUP of colours

19557	gelb	79340	gelb
19556	dunkelblau	79326	dunkelblau
203466	rosa	203469	rosa
203468	silbergrau	203471	silbergrau
94558	orange	79354	orange
19558	grün	79329	grün
19555	weiß	79319	weiß
94559	lila	79350	lila
203467	rot	203470	rot
38406	bunt sortiert	79367	bunt sortiert
Pckg. 3.000 Stück		49,90	Pckg. 1.500 Stück
			26,90

1.500 Stück
26,90



Omnibrush Eco

Micropinsel mit Fasern beflocht. Nicht absorbierend. Zum auftragen von dentalmedizinischen Lösungen (applizieren). Länge ca. 10 cm.

- 103034** blau
 - 103035** gelb
 - 103036** grün
- Pckg. mit 100 Stck. **4,95**



Pckg. 100 Stück
4,95



Anmischblöcke

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516** 60 x 75 mm, 40 Blatt **2,60**
- 20521** 70 x 80 mm, 50 Blatt ab 10 Blocks (Großpckg.) **3,25** **2,95**
- 20523** 125 x 180 mm, 25 Blatt **3,30**
- 20520** 150 x 240 mm, 35 Blatt **5,20**
- 101536** 33 x 35 mm, 40 Blatt Pckg. mit 10 Stck. **14,20**

Packung ab **2,60**

- 8
- 10
- 12

Zahnwatterollen

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verband-Zellstoff. In dünnen Lagen eingerollt, hochsaugfähig und fussel-frei.

- 79034** Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
 - 79035** Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
 - 79036** Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück
- Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **5,59** **4,89**



Zahnwatterollen Compact

Wie Einmal-Zahnwatterollen, jedoch mit längerer Saugkraft durch festere Struktur.

- 85248** Gr. 1, Ø 8 mm ca. 810 Stück
 - 85266** Gr. 2, Ø 10 mm ca. 600 Stück
 - 85268** Gr. 3, Ø 12 mm ca. 450 Stück
- Pckg. mit 300 g ab 10 Pckg. **4,69** **4,19**



Pckg. 300 g ab **4,19**



Pckg. 10 Stück ab
9,25

Absaugkanülen kids

Farbenfrohe Absaugkanülen für kleine Patienten aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff. Die geräuscharmen Omni Absaugkanülen kids haben eine griffsichere, matte Oberfläche zur Vermeidung störender Lichtreflexe. Sterilisierbar bei 134° C. Erhältlich in den Farben blau, gelb, grau, grün, lila, orange, rosa, rot und weiß. Maße (ca.): 109 x 16 mm. Entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte der Klasse IIa, CE 0482.

- 203443
- 203444
- 203448
- 203446
- 203447
- 203445

- gelb 203441
- orange 203442
- rot 203508
- rosa
- lila
- grün
- blau
- weiß
- grau

9,95
9,60
9,25



Pckg. 10 Stück ab
9,25



Absaugkanüle ▶

◀ Absaugkanüle kids

Absaugkanülen

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav. Nicht in Verbindung mit Edelstahl. Maße (ca.): 123 x 22 mm.



- 37296
- 61238
- 98466
- 98465
- 203463
- 203462
- 203464
- 203465
- 203507
- blau
- weiß
- orange
- gelb
- lila
- grün
- rosa
- rot
- grau

Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg.
9,95
9,60
9,25

Hier finden Sie die passende

OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

Coltène Whaledent

- Affinis light body / regular body ①
- Affinis heavy body ⑤
- Cool Temp ④

Dentsply

- Aquasil LV/ULV ①

Detax

- Detaseal Quick und Light ⑥
- Detaseal bite ⑥
- Greenbite Apple ⑤
- Onetime perfect ⑥
- Silasoft Direct/Express ⑦
- Tempofit ② ④

DMG

- Honigum Automix Light / Light Fast ①
- Honigum Automix Mono ⑤
- Imprint SBR ⑤
- Luxa Core ①
- Luxatemp ⑧
- PermaCem ②
- TempoCem ②

Dreve

- Stone Bite ②

3M Espe

- Dimension Garant L / L Quick ①
- Impregum Garant L DuoSoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑧

GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

Henry Schein

- Maxi Temp ⑧
- VPS Hydro Bite ⑤
- VPS Hydro Light Body ①
- VPS Hydro Regular Body ⑥

Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamics ⑩
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑧
- Provil Novo ① ⑤
- Xantopren Comfort ⑦

Kaniedenta

- Conturprint Duo Light / Quick Light ①
- Conturprint Duo Extra Light ①
- Conturprint Duo Medium ①
- Kanibite ⑤
- Kanicem ②
- Kanigum Monophase ⑥

Kettenbach

- Futar D occlusion ⑤
- Futar System 50 / D System 50 ⑤
- Monopren transfer ⑤
- Mucopren soft ② ⑤
- Mucopren transfer ⑤
- Panasil Contact Plus ①
- Panasil contact two in one ⑤

KERR

- Tempphase ④

Müller-Omicron

- Aqium 3D LIGHT / MEDIUM ①
- betasil VARIO LIGHT/ fast set ①
- gingiva MASK 3D ①
- Aqium 3D HEAVY / BITE ⑤
- betasil VARIO HEAVY / IMPLANT ⑤
- kristall PERFECT A50/A70/LAB ⑤
- topas PERFECT A85 ⑤
- granit PERFECT D45 ⑤
- betasil VARIO MEDIUM ⑥
- gingiva MASK ⑥

OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Apple / Vanilla ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑩
- Omnisil A Kontur ①
- Omnitemp KB ⑧
- Omnitemp C ⑨

R-dental

- KwikkModel base ⑤
- KwikkModel fluid ⑥
- PROVI K+B CEMENT ②
- P.U.M.A. soft ⑥
- R-CO-LINE ②
- R-CO-LINE PROVI KB ⑧
- R-SI-LINE MONO S / FS ⑥
- R-SI-LINE HARD-BITE ⑤
- R-SI-LINE EXTRA-BITE ⑤
- R-SI-LINE METAL-BITE ⑤
- R-SI-LINE HEAVY KINGSIZE ⑤
- R-SI-LINE MEDIUM / FS / SH ①
- R-SI-LINE LIGHT / FS /FH ①
- R-SI-LINE UltraLIGHT / FS / FH ①

Sultan Chemnitz

- Genie ① ⑤

Tokuyama

- Softreliner S/MS ⑥

Vivadent

- Systemp. c & b ⑧

Voco

- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC ②
- Ufi Gel hard C / SC ⑥



Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.


- ① **58809** gelb 1:1
- ② **58277** blau kurz 1:1
- ③ **59054** weiß 1:1
- ④ **58323** blau lang 1:1
- ⑤ **59003** grün 1:1
- ⑥ **58959** rosa 1:1
- ⑨ **85280** braun 1:1

Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **31,50** **22,90**

- ⑦ **59136** gelb 4:1 / 10:1
- ⑧ **59071** blau 4:1 / 10:1

Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel **33,90** **24,90**

- ⑩ **39263** Dynamischer Mischer Pckg. 50 Stück **49,90**



Intraoraltips

Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen.

- 50038** gelb ① ⑦
- 85315** transparent ③ ⑤ ⑥
- Packung 100 Stück ab 2 Pckg. **18,90** **17,90**





Pulver/Flüssigkeit
45,90

Omnifill C

Omnifill C ist ein leistungsstarker und langlebiger Glas Ionomer Zement für die semipermanente Füllungstherapie. Durch die Verwendung spezieller Dentalgläser wirkt Omnifill C dabei nicht nur besonders ästhetisch, sondern kann auch stetig Fluoride abgeben. Die Kapselvariante ist in der Konsistenz auf Seitenzahnbereich optimiert und sofort applizierbar. Die Hand-Mix Version erlaubt alternativ eine mittelviskose Einstellung, die für keilförmige Defekte, Klasse III und Milchzahnrestaurationen ein optimales Material bereitstellt.

85182 Farbe A2

85184 Farbe A3

Pckg. mit 15 g Pulver, 10 ml Flüssigkeit **45,90**

85334 Farbe A2

85335 Farbe A3

Pckg. mit 48 Kapseln **85,90**



Pckg. 48 Kapseln
85,90

▼ Omnifill C Zubehör

95522
① Kapsel Aktivator **59,80**

95521
② Kapsel Applikator **63,80**



Omnitemp C

Klinisch bewährter, eugenolfreier Befestigungszement. Omnitemp C hat eine sehr gute Haftung, lässt sich leicht wieder entfernen und eignet sich hervorragend für jede temporäre Befestigung. Die Zugabe von Supra Calciumhydroxid fördert die Bildung von Sekundärdentin. Die praktische Automixspritze ermöglicht eine schnelle und ökonomische Anwendung.

85272
Minimix 5 ml Kartusche, 10 Mischkanülen 1:1 **27,90**

85280
Mischkanülen 1:1, Beutel 50 Stück ab 5 Beutel **28,50**
20,90

Omnitemp KB

Omnitemp KB ist das höchästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung. Fluoreszenz und eine gute Polierbarkeit sorgen für ein natürliches und hygienisches Aussehen, eine hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz für eine überdurchschnittliche Stabilität und eine schnelle Verarbeitung sowie einfache Beschleif- und Polierbarkeit für optimale Anwendungseigenschaften. Omnitemp KB hat eine extrem niedrige Temperaturerhöhung bei der Polymerisation und ist daher sehr patientenfreundlich.

85313 Farbe A2

85424 Farbe A3

50 ml Kartusche 4:1 Automix inkl. 10 Mischkanülen, Pckg. ab 2 Pckg. **61,90**
59,90
57,90

Pckg. 50 ml ab
57,90



Pckg. 5 g Automix ab

45,90



OmniCEM SE

OmniCEM SE ist ein universelles, dual-härtendes, selbstadhäsives Befestigungscomposite. Es wird für die Befestigung von indirekten Restaurationen aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen, Metall eingesetzt. Bei der Verwendung von OmniCEM SE müssen keine zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel eingesetzt werden. OmniCEM SE lässt sich mit handelsüblichen Haftsilanen anwenden.

200775
Pckg. 5 g Automix,
10 Mischkanülen
ab 2 Pckg.

48,50
45,90



Box

21,90



Omnitips ▶

Beflochte Miniatur-Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels.

- 25656**
- 25657**
- 25658**
- 25659**

Pckg. mit 100 Stck.
ab 4 Pckg.
ab 10 Pckg.

- rot **25661**
- blau Box mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) und je 100 Einmal-Applikatoren in den Farben rot, blau, gelb und grün **21,90**
- gelb
- grün **25660**
- 4,39**
- 4,19**
- 3,99** Pckg. mit 2 Applikationshaltern (nicht sterilisierbar) **1,95**

Beutel ab

4,35



Einwegpinsel mit Griff ▶

Der Omni Einwegpinsel mit Griff verfügt über ein gespitztes Borstenbündel. Die Applikationsspitze ist biegsam. Ideal für die Applikation von Ätzgelen, Linern, Fissurenversiegeln, Lacken und Bondingmaterialien.

- 119555** blau, mittel
- 119556** rot, mittel
- Spenderdose mit 100 Stck. **6,99**
- ab 5 Dosen **6,49**

Einwegpinsel ▶

Nylonhaarpinsel zum bequemen Applizieren von Flüssigkeiten und Gels. Verschiedene Ausführungen. Im wiederverschließbaren Klarsichtbeutel.

- 25448** Schaft transparent, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25449** Schaft transparent, Haar schwarz und kurz, fein, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25451** Schaft rot, Haar schwarz und lang, mittel, Beutel mit 100 Stck. **8,70**
- 25450** Schaft transparent, Haar weiß, Weich Beutel mit 50 Stck. **4,35**
- 101121** Pinselhalter, weiß, (nicht sterilisierbar), Stck. **1,20**
- 203209** Einwegpinsel Sortiment, 4 x 100 Stück Einwegpinsel, 2 x Halter, Set **32,90**



15 x 0,25 g Caps ab

52,90



klinische Bewertung auf omnident.de/downloads

◀ OmniCeram Bulk Fill SDC

Omniceram Bulk Fill SDC ist das neue, fließfähige Composite für die Bulkfüllungstechnik mit dem Sie Zeit und Kosten sparen. Ohne zeitraubendes Schichten und in nur einem Arbeitsschritt können Inkremente von bis zu 4 mm gelegt werden. Eine perfekte Adaption und eine selbst glättende Oberfläche sind speziell für diese Technik entwickelt. Für das Lichthärten werden gerade einmal 10 sek. (Farbe universal) benötigt. Anschließend wird diese Füllungsbasis mit einer 2 mm

dünnen Deckschicht ihres gewohnten Universal- oder Seitenzahnkomposits vollendet. Die praktischen Flow-Compulen erlauben auch bei schwer zugänglichen Fällen eine genaue Applikation. Ein für diese Materialklasse außergewöhnlich hoher Füllstoffanteil und eine spezielle Harzmatrix sind Garanten für einen zuverlässigen und langlebigen Adhäsivverbund und minimieren so deutlich das Risiko von Randspaltenbildung und eventuellem Sekundärkaries.

111630

Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

57,90
52,90



Pckg. 20 x 0,25 g ab

30,90



◀ Omni Compomer

Universelles, lichthärtendes, röntgensichtbares Compomer Füllungsmaterial für Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich. Es ermöglicht eine vereinfachte und schnelle Füllungs-technik und kombiniert die Fluoridfreisetzung der Glasionomere mit der physikalischen Beständigkeit und hohen Ästhetik der Composite. Omni Compomer wird in Kombination mit einem selbstätzenden Bonding verwendet.

84883

Farbe A2

84898

Farbe A3

Pckg. 20 Kapseln 0,25 g ab 2 Pckg.

34,90
30,90

OmniCeram Bulk Fill ▶

OmniCeram Bulk Fill ist ein lichthärtendes, hochröntgenopakes Hybridcomposite, das spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert wurde. Die Kombination einer neuen Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem bildet die Grundlage für ein Füllungsmaterial mit sehr geringer Polymerisationsschrumpfung und exzellenten Durchhärtungseigenschaften. OmniCeram Bulk Fill bietet somit die Möglichkeit, Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher auszuhärten. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen bei OmniCeram Bulk Fill liefern die Basis für randdichte Restaurationen. Sowohl in praktischen Dosierspritzen als auch in Caps zur direkten Applikation erhältlich. Farbe: transparent.

102980

Pckg. Drehspritze 5 g ab 2 Pckg.

41,90
39,90

99842

Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

41,90
39,90

klinische Bewertung auf omnident.de/downloads

15 x 0,25 g Caps ab

39,90



Drehspritze 5 g ab

39,90



Pckg. 20 x 0,25 g ab
32,90



Pckg. 3 g Spritze ab
13,90

OmniCerám évolution 2.0

Das lichthärtende Nano Komposite OmniCerám évolution 2.0 ist in den meistbenutzten 7 VITA* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universalkomposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärtetiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 82

*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik

203995	A1
203996	A2
203997	A3
203999	A3,5
204000	B1
204001	B2
204002	C3
204004	Bleach
204005	hellgrau
Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen	
	14,90
	13,90

204007	A1
204008	A2
204010	A3
204011	A3,5
204012	B1
204013	B2
204014	C3
204016	Bleach
204018	hellgrau
Single Dose 20 x 0,3 g ab 5 Pckg.	
	35,90
	32,90

OmniCerám évolution flow 2.0

Hochmodernes, lichthärtendes fließfähiges Nano Komposite mit sehr speziellem Fließverhalten, das ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt wurde. Ideal für minimalinvasive Restaurationen. Hervorragend geeignet für Minikavitäten und Mikropräparationen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Reparatur und Verkleben von Komposite- und Keramikverblendungen sowie zur Verblockung gelockerter Zähne.

Röntgenopazität: 200% AL
Durchhärtetiefe: > 2 mm
Barcol Härte: 72

203988	A1
203989	A2
203990	A3
203991	A3,5
203993	B1
203994	Bleach

Pckg. 2 Drehspritzen à 2 g ab 5 Pckg. **25,90**
19,90



Pckg. 2 x 2 g ab
19,90





Pckg. 2 x 5 g
39,90

OmniCite 2.0

Bonding der 5. Generation: OmniCite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restorationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“ Technik) oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

204019
2 Flaschen je 5 g **39,90**

Flasche 5 ml
49,90

Omnicite All'N'One

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primern und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5-10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

95488
Flasche 5 ml **49,90**



Dispenserflasche 5 ml
99,50

Dose 75 ml ab
8,65



Metal Primer ▲

Ideales Bonding von Kunststoffen an/auf Metalloberflächen und Zirkonoxid. Speziell auch für Kunststoff-Reparaturen bei herausnehmbaren Metallgerüsten, sowie bei intraoralen Kunststoffverblendreparaturen an Metall- und Zirkongerüsten.

200942
Dispenserflasche 5 ml **99,50**



Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

70270
Dose mit 75 ml, grün ab 6 Dosen **9,70**
ab 12 Dosen **8,65**



100 Stück
11,90



OmniCerám évolution flow Tips ▲

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCerám évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

33750
Pckg. mit 100 Stück

11,90

100 Stück
11,90



▼ OmniEtch Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

33521
Pckg. mit 100 Stück

11,90

Tip Top

Beutel mit 100 Stück
11,90

▼ Omni PL Tips

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

① **117761** 27G, 0,4 x 13 mm

② **117763** 22G, 0,7 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

③ **117762** 23G, 0,6 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzelgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

④ **117764** 20G, 0,9 x 10 mm


Beutel mit 100 Stück **11,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCerám évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril

⑤ **117765** 19G, 1,1 x 13 mm

Beutel mit 100 Stück **11,90**





Rolle 10 m
13,30

Matrizenband

Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

- 88440** 5 mm breit
 - 88441** 6 mm breit
 - 88442** 7 mm breit
- Rolle 10 m **13,30**



Stück
13,30

Matrizenspanner

Für 5-7 mm Breite.

- 88437** RS 5 mm
 - 88438** RS 6 mm
 - 88439** RS 7 mm
 - 16209** Tofflemire
- Stück **13,30**

Omni-Etch

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

- 19541** 2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen **10,49**

- 19540** 70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen **49,00**

- 40648** 70 g Single Refill **29,95**

- 28639** Applikationsspritzen Pckg. mit 10 Stck. **6,95**



Jumbo Refill
49,-



2 x 1,9 g Spritze
10,49

- 39170** Applikationskanülen Ø 0,7 mm, blau abgewinkelt Pckg. mit 25 Stck. **6,50**





- 70888** Applikationskanülen Ø 0,4 mm weiß gerade Pckg. mit 25 Stck. **6,50**



Stück ab
2,39

◀ Omni Dappengläser

Aus farbigem Glas. Zehnkantig, griffsicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Größe 32 mm im Durchmesser, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen. Nicht autoklavierbar.

- 93283**  blau
- 93280**  gelb
- 93282**  grün
- 93279**  klar
- 93281**  rosalin

Stück ab 5 Stück  **2,59**
2,39

smile 
price




Dapp Store



Einweg Dappenbehälter

Einmal Dappenbehälter zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien. Material: Polypropylen, nicht sterilisierbar.

- 123281**  blau
- 124463**  grün
- 126917**  weiß
- 123207**  schwarz

Pckg. 50 Stück **1,69**
ab 5 Pckg.  **1,59**
ab 10 Pckg.  **1,39**
ab 20 Pckg.  **1,29**



Pckg. 50 Stück ab
1,29

Wattekügelchen

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482 Dose 4 g	Gr. 00, ø 4 mm	10,49
55483 Dose 4 g	Gr. 0, ø 4,8 mm	9,49
55484 Dose 10 g	Gr. 1, ø 6,3 mm	8,90
55485 Dose 10 g	Gr. 2, ø 7,6 mm	7,49



Dose ab
6,90

keep cool

▲ Coolpack mini

Kältekomresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

61420	0,85
Stück	
ab 100 Stück	0,75

Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpellets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

75816	5,20
Orangengeschmack	
Dose mit 200 ml	5,00
ab 6 Dosen	4,75
ab 12 Dosen	
77120	5,20
Pfefferminzgeschmack	
Dose mit 200 ml	5,00
ab 6 Dosen	4,75
ab 12 Dosen	

coolPack sports

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm. Kühlt ca. 40 Minuten.

18872	0,85
Stück	
ab 10 Stück	0,79
ab 20 Stück	0,69

Stück ab
0,69





Pckg. 100 Stück ab
9,49

Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

- 70543**
Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
- 70542**
Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
- 70538**
Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
- 70539**
Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb

Pckg. mit 100 Stck. ab 10 Pckg. **9,90**
9,49

Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endo-drain verwendbar.

- 72702**
6 x 8 mm, 500 Stck. **10,60**
- 72655**
8 mm, 500 Stck. **10,60**
- 72490**
5 mm, 1.000 Stck. **10,60**
- 72482**
4 mm, 3.000 Stck. **11,40**



Dose ab
10,60

Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

84397
Stück ab 2 Stück

39,80
36,90



Stück ab
36,90



Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endo-drain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

- 56695**
6 x 8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 56683**
8 mm, 500 Stck. **12,50**
- 56689**
5 mm, 1.000 Stck. **12,50**
- 56678**
4 mm, 3.000 Stck. **13,50**



Tube 95 g
13,90

Tube 95 g ab
7,90

mit Hydroxylapatit
- fluoridfrei -

Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridgehalt beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge.

54577
Tube 95 g
ab 2 Tuben

9,90
7,90

Beim Kauf von 5 Tuben Omni clean and polish repair erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubentleerer gratis.



Omni clean polish repair

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann. Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob zu fein verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Mit angenehmem Minzgeschmack. Verarbeitung ca. 15 Sek., Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34. Fluorid- und glutenfrei.

14236
Tube 95 g **13,90**

116533
Omni Tubfix Tubentleerer **4,95**

Omni Minibrush soft / ▶ Omni Minibrush medium

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 5.000 Upm. Mit Winkelstückschafft.

99527 pink, soft
122941 blau, medium
Beutel mit 100 Stück
ab 2 Beutel **52,90**
48,90



Omni Minibrush ▶

Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 5.000 Upm.

22459
Beutel mit 100 Stück
ab 2 Beutel **52,90**
48,90

Beutel 100 Stück ab
48,90



ProfiCups Polierkelche ▼

Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 10.000 Upm.

109677 blau, soft
109676 gelb, hart
123226 lila, medium
Pckg. 24 Stück **11,90**



Pckg. 24 Stück
11,90

Omni ProfiPearls plus ▾

Omni ProfiPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. Omni ProfiPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die Omni ProfiPearls Plus haben eine Korngröße von 14µ. Ideal für die Verwendung mit der smartgun Perio.

207666

 120 g Flasche
 ab 4 Flaschen  **18,90**
 **16,50**



120 g Flasche ab
16,50



Omni ProfiPearls perio ▶

Omni ProfiPearls Perio ist ein Air-Polishing Pulver zur subgingivalen Anwendung. Hiermit wird eine Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen erreicht. Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver ist auf Glycin-Basis und hat eine Korngröße von ca. 25µ.

207665

 100 g Flasche
 ab 4 Flaschen  **18,90**
 **16,50**



100 g Flasche ab
16,50



200 g Flasche ab
22,90

◀ Omni ProfiPearls soft

Omni ProfiPearls Soft ist ein Prophylaxepulver auf Glycin-Basis. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Speziell auch geeignet für den Einsatz bei minderjährigen Patienten. Das Pulver hat eine Korngröße von 60-70µ.

207664

 200 g Flasche
 ab 4 Flaschen  **26,50**
 **22,90**



ideal zusammen mit Omniflow Protect
 siehe Seite 34

Omni Oshibori ▶

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenurlaub vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!


99526

 Stück **1,19**
 ab 10 Stück **0,99**
 ab 200 Stück **0,89**



Stück ab
0,89





Stück
1,50

▼ **Interdentalbürsten für Halter**

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40240	türkis, xxxxxxx-fein	> 0.55 mm ø 2.00 mm	
40241	pink, xxxxxx-fein	> 0.70 mm ø 5.00 mm	
40242	grau, xxxxx-fein	> 0.80 mm ø 1.70 mm	
40244	orange, xxxx-fein	> 0.90 mm ø 1.80 mm	
40247	weiß, xxx-fein	> 1.00 mm ø 2.00 mm	
40248	gelb, xx-fein	> 1.10 mm ø 2.50 mm	
40255	blau, x-fein	> 1.20 mm ø 3.00 mm	
40249	grün-konisch, fein	> 1.40 mm ø 2.30-4.30 mm	
40256	rot-konisch	> 1.50 mm ø 3.00-6.50 mm	
40258	schwarz	> 2.50 mm ø 6.00 mm	

Beutel mit 6 Stück
ab 5 Beutel **2,99**
ab 10 Beutel **2,79**
2,69

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

▲ **Halter für Interdentalbürsten**

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

40275
Farbe blau, Stück **1,50**

Beutel 6 Stück ab

2,69



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farblich codierter, extra langer Halter. Farblich codierter, extra langer Halter. Farblich codierter, extra langer Halter. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

40276	weiß, xx-fein ø 2.8 mm
40277	grün, x-fein ø 3.0 mm
40282	grün konisch, x-fein ø 3.0–6.5 mm
40292	blau, fein ø 5.0 mm
40294	violett, medium ø 8.0 mm
40298	violett konisch ø 4.0–7.5 mm
40303	gelb, groß ø 10.0 mm
40306	rot, x-groß ø 14,5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Beutel 10 Stück
3,99



Raum Pflege

Box 6 Stück ab
2,89

Interdentalbürsten mit Griff ▶

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drahte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnspangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.



12345	weiß, x-fein > 0.40 mm ø 1,80 mm
12339	orange, fein > 0.50 mm ø 1.90 mm
12338	rot, medium > 0.55 mm ø 2.00 mm
12342	blau, konisch > 0.60 mm ø 1.80–3.80 mm
12344	gelb, groß > 0.70 mm ø 3.00 mm
12336	grün, x-groß > 0.90 mm ø 5,00 mm
12343	sortiert

Pckg. mit 6 Stück **3,29**
ab 5 Pckg. **3,09**
ab 10 Pckg. **2,89**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser





Stück ab
1,09

◀ **Zahnspangenboxen**

Zahnspangenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

127097 dunkelblau

127101 pink

127103 weiß

127102 schwarz

127099 grün

127100 orange

127098 gelb

Stück ab 20 Stück **1,29**
1,09

111955
Band für Zahnspangenboxen
Länge ca. 48 cm, blau
ab 100 Stück **0,50**
0,40



Stück ab
0,40

smile price



mit Fluorid

omniDYNE

Fluoridhaltige, mintfrische Zahncreme. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60.

Tube 75 ml ab
1,79

92764
Tube 75 ml
ab 10 Tuben **1,99**
1,79

Stück ab
0,80

◀ Schienendosen für Erwachsene

Schienendosen flach. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigender Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße (H x B x T): ca. 25 x 77 x 77 mm.

203191	pink
203193	weiß
203192	schwarz
203189	grün
203190	orange
203187	dunkelblau
203188	gelb
Stück ab 20 Stück	1,00 0,80



extra flach –
einfach zu
verstauen!

möchtest Du
diese
DOSE
haben?

Flasche 1.000 ml
9,90

smile
price

OraCare Mundspüllösung

Die antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung OraCare dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. OraCare erzeugt einen frischen Atem und trägt dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten. Speziell für Kinder auch als OraCare Kids erhältlich. OraCare: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. OraCare Kids: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, fluoridfrei.

114990

OraCare, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **1,99**
1,79

114992

OraCare, Flasche 1.000 ml **9,90**

114993

OraCare Kids, Flasche 100 ml
ab 50 Flaschen **1,99**
1,79

114995

OraCare Kids, Flasche 1.000 ml **9,90**

99843

Dosierpumpe **3,90**

frei von
Chlorhexidin

Flasche 100 ml ab
1,79

Morgenstund'
hat
Gold
im Mund

Full mouth disinfection –
der neue Goldstandard!





Bleaching Kit
49,90

Blocker 1 ml Spritze
8,90

Box Nylon ab
1,79

Box Teflon ab
1,99

**in zwei Konzentrationen
erhältlich: 10% und 16%**

Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

26447 Kit 10 %

26448 Kit 16 %

Bleaching Kit,
3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel,
Aufbewahrungsbox, je **49,90**

26450 Spritze 10 %

26451 Spritze 16 %

Einzelspritze 3 ml Gel **12,90**

26483

Blocker, Spritze 1 ml, Platzhalterfunktion (Reservoir) **8,90**

Zahnseide

Karies und Zahnfleischverletzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

40387

Gewachste Zahnseide Nylon.
Für empfindliches Zahnfleisch.
Mit Mintgeschmack.
Box 50 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

1,99
1,89
1,79

40385

Teflonbeschichtete Zahnseide.
Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen. Mit Mintgeschmack.
Box 20 Meter
ab 10 Boxen
ab 20 Boxen

2,39
2,19
1,99

◀ **OMNI Ice Brush
super sensitive**

Die neue Omnident 2-Komponenten-zahnbürste mit Super-Sensitiv-Putzfeld mit haarfeinen getaperten Borsten und seitlich angebrachten „Massage-Wings“ für eine sanfte Zahnfleischmassage. Ideal für das effektive tägliche Zähneputzen, speziell für empfindliches Zahnfleisch. Eleganter, ergonomisch geformter Griff, dessen Daumenauflage eine kippfreie Führung gewährleistet. Das gepolsterte Griffende sorgt für angenehmen Putzkomfort.

120445



Farbe white, blue oder berry.
(Farben sind nicht wählbar)

Stück
ab 60 Stück

1,39
1,19



Stück ab
1,19

in den Farben
**white,
blue und berry**

**smile
price**

Putz

OMNI Prothesenbürste ▶

Die neue Omnident Prothesenzahnbürste. Durch den speziellen Hoch-Tiefschnitt besitzt die Prothesenbürste ein unterschiedlich hartes, dichtes Bürstenfeld zur effektiven Prothesenreinigung. Der Zahnpinsel dient der Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen.

120447



Stück
ab 10 Stück

1,39
1,29

Stück ab
1,29



Zahnputzsets Kids ▶

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einem selbst-klebenden Wandhalter für die Zahn-bürste, einer Sanduhr für die Über-prüfung der Zahnputzzeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3–7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Pharao (Jungen) und Königin (Mädchen).

120212 ▶ Pharao
 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■

120216 ▶ Königin
 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■

Stück ab 10 Stück **2,89**
 € **2,49**



Stück ab
2,49



munter

OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten ▶

Ersatzbürsten für elektrische Zahn-bürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblassen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahn-bürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten: ProfessionalCare® SmartSeries, ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®

120446 ▶
 ■■■■■■■■■■ ■■■■

Pckg. mit 3 Stück, medium ab 10 Stück **6,99**
 € **6,49**



mit
 Spezial-
 Indikator-
 borsten

Pckg. mit 3 Stück ab
6,49

Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und Advanced Power sind geschützte Marken von Procter & Gamble Business Services Canada Company

Stück ab
1,19



OMNI flatcut soft

Die OMNI flatcut soft Zahnbürste besitzt Borsten zur gründlichen und schonenden Zahnbelagsentfernung. Das flatcut Putzfeld passt sich den Konturen der Zähne und des Zahnfleisches besonders gut an. Mit ergonomisch geformtem Griff und elastischer Halsfederung.

24829
Stück
ab 60 Stück

1,39
1,19

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

smile
price

Stück ab
0,50

Multituft Zahnbürste ▶

Konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung, einzeln verpackt.

35042
Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,70
0,60
0,50



◀ Kinderzahnbürsten

3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarbe, einzeln verpackt.

35038
Stück
ab 50 Stück
ab 100 Stück

0,60
0,50
0,40

Stück ab
0,40





◀ OmniSonic 3D

Mit der Sweep-Mode-Technologie werden permanente Frequenzwechsel generiert. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer konstanten Temperatur von 60 °C zur Verfügung.

- 3 Liter Edelstahlwanne
- E-Light Lichtsystem
- kompakte Abmessungen (260 x 220 x 156 mm)
- Leistungsaufnahme: 280 Watt

120756
Stück (ohne Zubehör)

489,00

Stück
489,-

einfach zu reinigende Oberfläche

2 Jahre Garantie



OmniSonic 4D ▶

Für eine effektive Reinigung stehen beim OmniSonic 4D sechs Automatikprogramme zur Auswahl. Jedes durchläuft vier verschiedene Phasen in Abhängigkeit des gewählten Programms. Für individuelle Anwendungen können alternativ Reinigungszeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperaturen von 30 bis 60 °C eingestellt werden.

- 3,5 Liter Edelstahlwanne
- Eingebauter Abfluss mit stabilem Absperrhahn
- E-Light Lichtsystem
- Ergonomisches und kompaktes Design (320 x 240 x 170 mm)
- Leistungsaufnahme: 300 Watt

120758
Stück (ohne Zubehör)

689,00

Stück
689,-

einfach zu reinigende Oberfläche

Zubehör für OmniSonic 3D / 4D

- | | |
|---|--|
| ① 120753
Kunststoffdeckel für OmniSonic 3D, Stück
24,50 | ⑤ 121243
Kunststoffdeckel für OmniSonic 4D, Stück
29,00 |
| ② 120754
Einhängekorb Edelstahl für OmniSonic 3D, Stück
42,90 | ⑥ 120760
Einhängekorb Edelstahl für OmniSonic 4D, Stück
50,60 |
| ③ 120755
Halter für 2 Becher (Kunststoff) für OmniSonic 3D, Stück
26,50 | ⑦ 120761
Halter für 3 Becher (Edelstahl) für OmniSonic 4D, Stück
27,90 |
| ④ 130427
OmniSonic Folientestrahmen, 195 x 195 mm, Stück
14,90 | ⑧ 120762
Halter für 1 Becher (Edelstahl) für OmniSonic 4D, Stück
15,90 |
| | ⑨ 120757
Glasbecher 600 ml, Stück
11,90 |



Stück ab
6,80



◀ Zementspatel

- ① **79823**
schmal Nr. 1 (5 mm)
- ② **79824**
mittel Nr. 2 (6,5 mm)
- ③ **80282**
breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück
ab 10 Stück

7,50
 6,80



Stück ab
6,59

Kugelstopfer ▲

- ① **86550**
Fig. 46 0,8 mm/1,0 mm
- ② **86551**
Fig. 47 1,2 mm/1,6 mm
- ③ **86552**
Fig. 48 2,0 mm/2,5 mm
- ④ **51923**
Fig. 49 2,7 mm/3,2 mm

pro Stück
ab 10 Stück
ab 20 Stück
ab 30 Stück

7,80
 7,45
 6,99
 6,59




Stück ab
8,20

Heidemann-Spatel ▲

- ① **86547**
Fig. 0 (2 mm)
- ② **86548**
Fig. 1 (2,5 mm)
- ③ **86549**
Fig. 2 (3 mm)

pro Stück
ab 6 Stück

9,05
 8,20




Stück
7,98

Spatel ▲

- ① **15793**
Spatel 1,5 mm
- ② **15794**
Spatel 2,0 mm
- ③ **15795**
Spatel 2,5 mm

pro Stück

7,98



Stück ab
6,59

Planstopfer RS ▲

- ① **60004**
Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63
- ② **60001**
Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück
ab 10 Stück
ab 20 Stück
ab 30 Stück

7,80
 7,45
 6,99
 6,59



alle Instrumente
**made in
Germany**



neu

Pinzetten ▶

- ① **16206**
Pinzette Artikulation
- ② **15777**
Pinzette College lang gerieft (15 cm)
- ③ **15778**
Pinzette College kurz gerieft (15 cm)
- ④ **15779**
Pinzette Meriam gerieft (15 cm)

9,60
6,20
6,20
6,20

Stück ab
6,20



Omni colori ▲
Scaler und Küretten

Das Colori Sortiment von Omnident besteht aus diversen Scalern und Küretten in verschiedenen Farben. Jeder Figur ist einer Farbe zugeordnet. Die Universalkürette und der Universalscaler in pink sind auch als praktisches Prophylaxe-Set erhältlich. Alle Colori Instrumente haben einen ergonomisch geformten Silikongriff.



Set
49,90


smile price

- ① **208265**
Omni colori prophylaxe Set: Omni Kürette univ. M23A plus Scaler univ. M23 pink, Set **49,90**
- ② **208267**
Omni Kürette univ. Fig.M23A Silikon pink, Stück **32,90**
- ③ **208268**
Omni Kürette gracey Fig.11-12 Silikon orange, Stück **32,90**
- ④ **208269**
Omni Kürette gracey Fig.13-14 Silikon blau, Stück **32,90**

- ⑤ **208271**
Omni Kürette gracey Fig.5-6 Silikon gelb, Stück **32,90**
- ⑥ **208272**
Omni Kürette gracey Fig.7-8 Silikon grün, Stück **32,90**
- ⑦ **208266**
Omni Scaler univ. Fig.M23 Silikon pink, Stück **32,90**
- ⑧ **208273**
Omni Scaler Fig.H6-H7 Silikon hellblau, Stück **32,90**

Zahnsonden ▶

- ① **76101**
Sonde Nr. 8
- ② **76102**
Sonde Nr. 9
- ③ **76103**
Sonde Nr. 17
- ④ **76104**
Sonde Nr. 23



Stück ab
2,99

3,85
3,29
2,99



Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.

76105
Stück.
ab 5 Stck.

5,90
5,50



Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

72265
Stück
ab 6 Stück
ab 12 Stück

13,70
12,80
11,90



Stück ab
11,90

Stück ab
2,19



Mundspiegelgriffe

① **79148**
Mundspiegelgriff, Messing, kantig, hohl, verchromt, leicht, Stück
ab 12 Stück

2,49
2,19

② **79147**
Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, kantig, superleicht, hohl, Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

4,59
4,05
3,45

③ **84377**
Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, Fingerform, hohl, superleicht, Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

11,25
9,79
8,99

④ **98471**
Omni Mundspiegelgriff GRIP, Edelstahl, besonders guter Grip durch spezielle Riffelung, langlebig, leicht, Stück
ab 12 Stück
ab 36 Stück

4,00
3,80
3,19



Pckg. 12 Stück ab
11,90



Mundspiegel Standard

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Packung mit 12 Stück.

47655
Nr. 3 plan 20 mm **11,90**

70880
Nr. 4 plan 22 mm **11,90**

70881
Nr. 5 plan 24 mm **11,90**

70878
Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **14,50**

70879
Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **14,50**

Mundspiegel Rhodium

Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildqualität durch Oberflächenversiegelung, da die Reflektion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Rostfreier Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Lösungen (z.B. Neodisher N). Packung mit 12 Stück.

47658
Nr. 3 plan 20 mm **19,50**

70895
Nr. 4 plan 22 mm **19,50**

70918
Nr. 5 plan 24 mm **19,50**

68923
Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **35,90**

68925
Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **35,90**

OK

Oberkiefer



UK

Unterkiefer



Stück
62,90



Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430	OK FZ Fig. 1	44433	OK MO L Fig. 18	47241	Sortiment
44434	OK W Fig. 67A	44438	UK W Fig. 79	619,00	
44435	OK Wurzel Fig. 51	44436	UK FZ Fig. 13		
44431	OK PR Fig. 7	44437	UK MO Fig. 22		
44432	OK MO R Fig. 17	44439	UK Wu Fig. 33		
		Stück	62,90		

Instrumente




Stück
72,90

Nadelhalter ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.

15771
Nadelhalter Mathieu
TC 17 cm


72,90



alle Instrumente
**made in
Germany**



①




Stück
22,60

①

②

Arterienklemmen ▲


- ① **15773**
gerade 12,5 cm **22,60**
- ② **15772**
gebogen 12,5 cm **22,60**



Stück
19,50

①

②



Zahnfleischscheren ▲

- ① **16208**
gebogen 12 cm **19,50**
- ② **16207**
gerade 12 cm **19,50**

◀ Wurzelheber

Stück
26,25

- ① **15768**
Wurzelheber Bein
4 mm, Fig. 2 26,25
- ② **15769**
Wurzelheber Bein
3 mm, Fig. 3 26,25
- ③ **15770**
Wurzelheber Bein
2,5 mm, Fig. 6 26,25



Pinzetten ▶

- ① **15774**
Anatomische Pinzette 14,5 cm 7,95
- ② **15775**
Chirurgische Pinzette 14,5 cm 10,20



Stück
7,95

Stück
10,20


Stück
7,00

Stück
15,75

Stück
5,40

Sonstige chirurgische Instrumente ▲

- ① **60029**
Raspatorium Williger 15,75
- ② **15776**
Skalpellgriff 5,40
- ③ **86376**
Tamponadenstopfer 7,00





Stück ab
6,70



Anmischspatel

- ① **19286**
Alginatspatel 22 cm **9,05**
- ② **19285**
Gipsspatel 20 cm **6,70**

Tasterzirkel

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühligster Federdruck.

60919
Stück **21,55**



Stück
21,55



Stück
7,90

Le Cron Modellierinstrumente

- ① **15804**
Le Cron Modellierinstrument, gerade, 170 mm **7,90**
- ② **15805**
Le Cron Modellierinstrument, gebogen, 170 mm **7,90**
- ③ **15806**
Le Cron Hylin Fig. 1, 130 mm **7,90**



Stück ab
3,90

Gips- und Wachsmesser

- ① **15803**
Wachsmesser „Fahnenstock“ 17 cm **4,45**
- ② **15802**
Wachsmesser „Fahnenstock“ 13 cm **3,90**
- ③ **15807**
Gipsmesser Gritmann **10,20**




Kronen- und Brückenthalteklammen ▲

- ① **88966**
gerade 10,20
- ② **88967**
gebogen 10,20



Stück ab **79,25**



Teleskopzangen ▲

- ① **15781**
Teleskopzange
diamantiert 12,5 cm 97,50
- ② **15782**
Teleskopzange 12 cm 79,25
- ③ **28723**
Ersatzspitzen für
Art.-Nr. 15782, 2 Stück 12,29

Gipszange ▼

- 89110**
Stück 20,49



Kramponzange ▲

- 15780**
Kramponzange 15 cm 39,90



◀ Lötinzette

- 88901**
Glatte Greiffläche
Stück 6,40

Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

33,90

◀ OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

51289 050 Kegel

51290 060 Kelch

51291 100 Rad

Pckg. 6 Stück **33,90**

51469
Trial Kit 3-er Set
Kegel, Kelch, Rad **15,90**



Trial Kit

15,90

+ *Swiss made*

OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereinigt zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

51278

51279

51280

51281

51282

51283

51284

Pckg. mit 5 Stück

C1SX 010

C1SX 012

C1SX 014

C1SX 016

C1SX 018

C1SX 021

C1SX 023

19,90

Pckg. 5 Stück

19,90



Omni Multicut Kronentrenner ▶

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtragleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

41658  Multicut C4AK
Kopflänge 1,5 mm

41659  Multicut C4AKL
Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück **22,90**

Pckg. 5 Stück

22,90



Pckg. 5 Stück

22,90

Omni Powercut Kronentrenner ▶

Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

99530  ISO 010

99531  ISO 012

Pckg. 5 Stück **17,90**

Pckg. 5 Stück

17,90



Omnicut Kronentrenner ▶

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auftrennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtragleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

41657  Omnicut C34L
Kopflänge 2,0 mm

44770  Omnicut C34
Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück **22,90**
































Endo gut

Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchstabilität. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und einmalig sterilisierbar bis 200 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind. Es handelt sich um ein single use Produkt, dass vor dem Einsatz der Sterilisation bedarf.








































Hedströmfeilen

92645 	Gr. 008	21 mm	14638 	Gr. 035	21 mm
92646 	Gr. 008	25 mm	84127 	Gr. 035	25 mm
92647 	Gr. 008	31 mm	15656 	Gr. 035	31 mm
14327 	Gr. 010	21 mm	14652 	Gr. 040	21 mm
84081 	Gr. 010	25 mm	84147 	Gr. 040	25 mm
15140 	Gr. 010	31 mm	15702 	Gr. 040	31 mm
14364 	Gr. 015	21 mm	14661 	Gr. 045	21 mm
84083 	Gr. 015	25 mm	84178 	Gr. 045	25 mm
15235 	Gr. 015	31 mm	15960 	Gr. 045	31 mm
14387 	Gr. 020	21 mm	14662 	Gr. 050	21 mm
84089 	Gr. 020	25 mm	84187 	Gr. 050	25 mm
15485 	Gr. 020	31 mm	15976 	Gr. 050	31 mm
14417 	Gr. 025	21 mm	93103 	Gr. 15-40	21 mm
84097 	Gr. 025	25 mm	93105 	Gr. 15-40	25 mm
15618 	Gr. 025	31 mm	93107 	Gr. 15-40	31 mm
14527 	Gr. 030	21 mm	93104 	Gr. 45-80	21 mm
84124 	Gr. 030	25 mm	93106 	Gr. 45-80	25 mm
15636 	Gr. 030	31 mm	93108 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

 **6,39**
5,79








































K-Feilen

92648 	Gr. 006	21 mm	14080 	Gr. 030	21 mm
92649 	Gr. 006	25 mm	83995 	Gr. 030	25 mm
92650 	Gr. 006	31 mm	14714 	Gr. 030	31 mm
92651 	Gr. 008	21 mm	14089 	Gr. 035	21 mm
92652 	Gr. 008	25 mm	83997 	Gr. 035	25 mm
92653 	Gr. 008	31 mm	14715 	Gr. 035	31 mm
16260 	Gr. 010	21 mm	14091 	Gr. 040	21 mm
83966 	Gr. 010	25 mm	84008 	Gr. 040	25 mm
14665 	Gr. 010	31 mm	14716 	Gr. 040	31 mm
13838 	Gr. 015	21 mm	14092 	Gr. 045	21 mm
83982 	Gr. 015	25 mm	84011 	Gr. 045	25 mm
14674 	Gr. 015	31 mm	14756 	Gr. 045	31 mm
14012 	Gr. 020	21 mm	14093 	Gr. 050	21 mm
83993 	Gr. 020	25 mm	84024 	Gr. 050	25 mm
14712 	Gr. 020	31 mm	14798 	Gr. 050	31 mm
14049 	Gr. 025	21 mm	93109 	Gr. 15-40	21 mm
83994 	Gr. 025	25 mm	93111 	Gr. 15-40	25 mm
14713 	Gr. 025	31 mm	93113 	Gr. 15-40	31 mm
93110 	Gr. 45-80	21 mm	93112 	Gr. 45-80	25 mm
93114 	Gr. 45-80	31 mm			

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

 **6,39**
5,79

K-Bohrer 

92654 	Gr. 006	21 mm	14207 	Gr. 030	21 mm
92655 	Gr. 006	25 mm	84048 	Gr. 030	25 mm
92656 	Gr. 006	31 mm	14958 	Gr. 030	31 mm
92657 	Gr. 008	21 mm	14209 	Gr. 035	21 mm
92658 	Gr. 008	25 mm	84049 	Gr. 035	25 mm
92659 	Gr. 008	31 mm	15027 	Gr. 035	31 mm
14094 	Gr. 010	21 mm	14210 	Gr. 040	21 mm
84038 	Gr. 010	25 mm	84050 	Gr. 040	25 mm
14826 	Gr. 010	31 mm	15033 	Gr. 040	31 mm
14115 	Gr. 015	21 mm	14211 	Gr. 045	21 mm
84039 	Gr. 015	25 mm	84067 	Gr. 045	25 mm
14831 	Gr. 015	31 mm	15084 	Gr. 045	31 mm
14205 	Gr. 020	21 mm	14218 	Gr. 050	21 mm
84040 	Gr. 020	25 mm	84068 	Gr. 050	25 mm
14949 	Gr. 020	31 mm	15138 	Gr. 050	31 mm
14206 	Gr. 025	21 mm	93115 	Gr. 15-40	21 mm
84041 	Gr. 025	25 mm	93117 	Gr. 15-40	25 mm
14950 	Gr. 025	31 mm	93119 	Gr. 15-40	31 mm
			93116 	Gr. 45-80	21 mm
			93118 	Gr. 45-80	25 mm
			93121 	Gr. 45-80	31 mm

Pckg. 6 Stück
ab 5 Pckg.

 **6,39**
5,79










smile
price



Pckg. 6 Stück ab

5,79

Farbcodierung

	006
	008
	010
	015
	020
	025
	030
	035
	040

alles
gut!

Spitzen

Sor



Guttaperchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenopak. Länge 30 mm, Konizität 0,2.

55217	Sortiment 15 - 40	55253	Sortiment 45 - 80
55218	Figur 15	55355	Figur 45
55219	Figur 20	55366	Figur 50
55221	Figur 25	55382	Figur 55
55222	Figur 30	55408	Figur 60
55223	Figur 35	55435	Figur 70
55224	Figur 40	55481	Figur 80
Pckg. mit 100 Stück	6,49	Pckg. mit 100 Stück	6,49



Packung
4,79

Papierspitzzen

Sterile Papierspitzzen mit Farbcodierung am Kopfende. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Länge 30 mm, Konizität 0,2.

timement

55203 	Sortiment 15 - 40	55210 	Sortiment 45 - 80
55204 	Figur 15	55211 	Figur 45
55205 	Figur 20	55212 	Figur 50
55206 	Figur 25	55213 	Figur 55
55207 	Figur 30	55214 	Figur 60
55208 	Figur 35	55215 	Figur 70
55209 	Figur 40	55216 	Figur 80
Pckg. mit 200 Stück		Pckg. mit 120 Stück	
		4,79	4,79

Packung
5,90



Schaumstoffeinsätze

Einsatzscheiben aus feinporigem weißem Schaumstoff zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten. 3 verschiedene Standardgrößen zur Verwendung in den gängigsten Endodontie-Aufbewahrungsständen/-Cleanern/-Organizern.

74829 	Ø 65 mm, H 10 mm passend für Twin-Bloc, Pckg. 25 Stück	5,90
74828 	Ø 50 mm, H 10 mm passend für Clean Stand, Pckg. 25 Stück	5,90
74826 	Ø 50 mm, H 5 mm passend für Clean Grip, Interim Stand, Pckg. 50 Stück	5,90



Unsere CAD/CAM Rohlinge aus Zirkonoxid zur Herstellung von Kronen- und Brückengerüsten vollkeramischer dentaler Prothesen für höchste Qualitätsanprüche!

OMNI Ronden



gleich mitbestellen:


200942

Metal Primer, Dispenserflasche 5 ml (s. auch Seite 51)


99,50



optimale Bearbeitung mit Omnipol siehe Seite 92 und 93



Alle Produktinformationen, technische Daten und Preise sowie passende Instrumente für die Bearbeitung finden Sie auf omnident.de/ronden



Alle OMNI Ronden haben einen Außendurchmesser von 98,5 mm.

Omni Ronden Z-CAD HD

Die Omni Ronde Z-CAD HD ist ein in weiß erhältliches biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019 mit einer reduzierten Transluzenz von 35% und einer hochfesten Biegefestigkeit von über 1.100 MPa (biaxiale Messung). Ein breites Spektrum an Indikationen wie Stegkonstruktionen, Gerüste mit großen Spannweiten, Suprastrukturen, Abutments, Einzelkronen oder 1 – 16 gliedrige Arbeiten sprechen für sich. Für eine Individualisierung der weißen Strukturen empfehlen wir unser DEEP Liquid. Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie auf www.omnident.de/ronden

Stück ab
99,-

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD HD

mm	weiß
10	133400
12	133401
14	133402
16	133403
18	133404
20	133405
25	133406

Hinweis




Omni Deep Liquids für **OMNI HD Ronden** finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code



	Einheit	HD	HTL*	One4All	smile
Zusammensetzung (chem.)					
ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃	wt%	> 99.5	> 99.5	> 99.5	> 99.5
Y ₂ O ₃	wt%	5.2	5.2	6.9	9.3
Al ₂ O ₃	wt%	0.25	0.05	0.05	0.05
Summe aller anderen Oxide	wt%	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Eigenschaften					
Dichte	g/cm ³	6.08	6.08	6.06	6.04
Biegefestigkeit (biaxial)	MPa	> 1100	> 1100	> 1000	> 610
Korngröße (ml)	µm	< 0.4	< 0.4	> 0.5	< 0.6
Bruchzähigkeit K _{IC}	MPa √m	5	5	5	3.5
Härte HV ₁₀	-	1250	1250	1250	1250
Transluzenz (1mm, D65)	%	35	41	45	49
Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK)	10 ⁻⁶ /K	11.2	11.2	10.8	10.6
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	2.5	2.5	2.5	2.5
Beständigkeit (Essigsäure)	µg/cm ²	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Radioaktivität	Bq/kg	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Indikationen					
		Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, Brücken...	Inlay, Onlay, Veneer, Kronen, 3 gl. Brücken...
Normative Vorgabe					
		Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 5	Zahnersatz nach ISO 6872:2019 Klasse 4

gleich mitbestellen:

200775

 OmniCEM SE, Pckg. 5 g Automix, 10 Mischkanülen (s. auch Seite 48) **ab 45,90**



* HTL Ronden sowie weitere technische Daten und Indikationen zu allen OMNI Ronden finden Sie unter www.omnident.de/ronden



Omni Ronden Z-CAD smile

Das biokompatible Hochleistungszirkon entspricht der Klasse 4 nach ISO 6872:2019 und hat eine charakteristische Festigkeit von über 610 MPa (biaxiale Messung) sowie eine Transluzenz von 49 % (Super-Hochtransluzent), Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile

mm	white	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10	133510	133533	133537	133541	133545	133549	133553	133557	133561	133565	133569	133573	133577	133581	133585	133589	133593
12	133511																
14	133512	133534	133538	133542	133546	133550	133554	133558	133562	133566	133570	133574	133578	133582	133586	133590	133594
16	133513																
18	133514	133535	133539	133543	133547	133551	133555	133559	133563	133567	133571	133575	133579	133583	133587	133591	133595
20	133515																
25	133516	133536	133540	133544	133548	133552	133556	133560	133564	133568	133572	133576	133580	133584	133588	133592	133596



take a smile



Omni Surface Liquids für smile Ronden finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code

Omni Ronden Z-CAD smile Multi

Die Omni Ronde Z-CAD smile Multi ist ein biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 4 mit ultrahoher Transluzenz und sanftem Farbverlauf und erlaubt mit seiner charakteristischen Festigkeit von über 610 MPa die Herstellung von vollanatomischen Kronen, Veneers, Inlays und Onlays bis hin zu dreigliedrigen Brücken (Seiten- und Frontzahnbereich). Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden



	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
33% Enamel Layer	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
33% Gradational Layer	A2	A3	B2	B3	C2	C3	D2	D3
33% Dentin Layer	A3	A4	B3	B4	C3	C4	D3	D4

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD smile Multi

mm	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
14	133621	133624	133627	133630	133633	133636	133639	133642
18	133622	133625	133628	133631	133634	133637	133640	133643
22	133623	133626	133629	133632	133635	133638	133641	133644



Omni Ronden Z-CAD One4All

Biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Für sämtliche Arbeiten im Front- und Seitenzahnbereich. Kronen, Teilkronen, Veneers, Inlays, Onlays und Brücken sind bei diesem Material indiziert. Für Stegkonstrukte, Suprastrukturen und Hybridprothesen. Kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden



Omni Surface Liquids für One4All Ronden finden Sie auf omnident.de/ronden oder direkt über den nebenstehenden Code

Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All

mm	BL1	BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10				204102	204106	204110	204114	204124	204128	204133	204137	204144	204150	204154	204159	204165	204172	204179	204184
14	208056	208636	208641	204103	204107	204111	204115	204125	204129	204134	204138	204145	204151	204156	204161	204168	204174	204180	204186
18	208057	208637	208642	204104	204108	204112	204120	204126	204130	204135	204139	204146	204152	204157	204162	204169	204176	204182	204187
20	208058	208638	208643																
22	208059	208639	208644																
25	208060	208640	208645	204105	204109	204113	204122	204127	204131	204136	204141	204148	204153	204158	204164	204170	208178	208183	208189




Um den Bedarf nach monolithischen Restaurationen abzudecken, die sich auch im bereits gebleachten Restgebiss gleichbleibend harmonisch und ästhetisch einfügen, führt Omnident drei neue Bleach-Farben im Omni Ronden Sortiment ein!

One for you? One4All

Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

Ein Multitalent aus biokompatiblen Hochleistungszirkon, mit nochmals gesteigerter Transluzenz und hoher Festigkeit der Klasse 5 nach ISO 6872:2019. Das fertigestellte Z-CAD One4All Material kann monolithisch oder verblendet im Mund eingesetzt werden. Mit einer entsprechenden Zirkon-Verblendkeramik ist eine noch individuellere Gestaltung erfüllbar. Alternativ kann auch mit Zirkon-Presskeramik überpresst werden. Sintertemperatur 1.450 °C. Technische Daten finden Sie auf Seite 85 sowie ausführlich auf www.omnident.de/ronden

Schichtverteilung 14 mm, 18 mm, 22 mm



Bestellübersicht Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

mm	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
14	206369	206372	206375	206378	206381	206384	206387	206390	206393	206396	206399	206402	206405	206408	206411	206414
18	206370	206373	206376	206379	206382	206385	206388	206391	206394	206397	206400	206403	206406	206409	206412	206415
22	206371	206374	206377	206380	206383	206386	206389	206392	206395	206398	206401	206404	206407	206410	206413	206416





Pckg. 12 Stück ab
10,90

Radbürsten

Handstück		unmontiert	
78398	17 mm	78404	17 mm
78399	19 mm	78405	19 mm
78400	21 mm	78406	21 mm
Ziegenhaar, Pckg. 12 Stück	13,50	Ziegenhaar Pckg. 12 Stück	11,90
78390	19 mm	78395	17 mm
78391	21 mm	78396	19 mm
Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	13,90	78397	21 mm
		Borsten, schwarz Pckg. 12 Stück	11,90
		78387	19 mm
		Borsten, natur Pckg. 12 Stück	10,90

Kanister 5 kg
21,90



Alustral ▲


Hochwertiges, synthetisches Strahlmittel aus Aluminiumoxyd. Keine Silikosegefahr.

88167	50 µ
32614	110 µ
88165	150 µ
88162	250 µ
Kanister 5 kg	21,90
78325	50 µ
78326	110 µ
78327	150 µ
78328	250 µ
Karton 25 kg ab 3 Kartons	89,50 86,90

Pinselfürste Handstück

78421	Borsten, schwarz
78423	Ziegenhaar, weiß
Pckg. mit 12 Stück	10,95

Pckg. 12 Stück
10,95



Kanister 5 kg
15,30



◀ Cera Blast

Feinstrahlperlen zum Glanzstrahlen von Kronen und Brücken sowie zum Mattieren und Ausstrahlen von Sekundärteilen. Optimale Oberflächenverdichtung. Große Härte und Verschleißfestigkeit. Für alle handelsüblichen Geräte geeignet. Korngröße 50 µ.

88171	Kanister mit 5 kg	15,30
88172	Karton 25 kg ab 3 Kartons	64,90 62,90

Polierbürsten

Polierbürsten für die Zahntechnik.
Schwarze Chunking-Borsten. Zum abschließlichen Gebrauch in Labor oder Praxislabor bestimmt.



- ① **79913**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm
 Stück 4,90
 ab 100 Stück 4,49
- ② **78446**

 Holzkern, Chunking-Borsten, Qualität „Super“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
 Stück 4,90
 ab 100 Stück 4,49
- ③ **78444**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, spitz, ø 40/80 mm,
 Stück 4,49
 ab 100 Stück 3,99
- ④ **78445**

 Holzkern, Qualität „Super“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
 Stück 4,90
 ab 100 Stück 4,49
- ⑤ **79917**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm, Stück
4,90
 ab 100 Stück 4,49
- ⑥ **78443**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 4-reihig, breit, ø 40/80 mm,
 Stück 4,49
 ab 100 Stück 3,99
- ⑦ **78447**

 Metallkern und Metallzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
 Stück 2,39
 ab 100 Stück 1,99
- ⑧ **78448**

 Metallkern und Kunststoffzentrum, schmal, hart, ø 23/49 mm,
 Stück 2,90
 ab 100 Stück 2,20
- ⑨ **85541**


 Holzkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 2,90
 ab 100 Stück 2,20
- ⑩ **78442**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 3-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 2,90
 ab 100 Stück 2,20
- ⑪ **79911**

 Holzkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 2,90
 ab 100 Stück 2,20
- ⑫ **78441**

 Kunststoffkern, Qualität „Standard“, 2-reihig, spitz, ø 26/55 mm,
 Stück 1,49
 ab 100 Stück 1,38
- ⑬ **69852**

 Schmalpolierbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum. Ziegenhaar, weiß, weich, ø 23/49 mm,
 Stück 2,90
 ab 100 Stück 2,20



Bohrerreinigungsbürsten

Messingdraht-Bürste für die grobe Reinigung der Instrumente.

23377

 Stück 2,00
 ab 10 Stück 1,80

Nylon-Bürste zur schonenden und gründlichen Bohrer-Reinigung.


110349



 Stück 2,00
 ab 10 Stück 1,80



Pckg. 12 Stück ab **12,98**

▼ Woll- und Nesselschwabbeln

- ① **78432**

 Wollschwabbel, ø 21 mm, Pckg. mit 12 Stück, montiert Handstück 18,90
- ② **78435**

 Nesselschwabbel, ø 21 mm, Pckg mit 12 Stück, montiert Handstück 15,10
- **78434**

 dito, unmontiert 16,90
- **78437**

 dito, unmontiert 12,98



Stück ab
0,79

Stück
3,85

Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.



- 79194** Gr. 1 / 5 mm
- 79195** Gr. 2 / 3 mm
- 79196** Gr. 3 / 2 mm

Heatless Steine Ø 25 mm
Max. Geschw. 15.000 U/min.

- 79197** Gr. 4 / 5 mm
- 79198** Gr. 5 / 3 mm
- 79199** Gr. 6 / 2 mm

Heatless Steine Ø 22 mm
Max. Geschw. 20.000 U/min.

- 79200** Gr. 7 / 5 mm
- 79201** Gr. 8 / 3 mm
- 79202** Gr. 9 / 2 mm

Heatless Steine Ø 19 mm
Max. Geschw. 25.000 U/min.


- 79203** Gr. 10 / 5 mm
- 79204** Gr. 11 / 3 mm
- 79205** Gr. 12 / 2 mm

Heatless Steine Ø 16 mm
Max. Geschw. 30.000 U/min.

- 79206** Gr. 13 / 5 mm
- 79207** Gr. 14 / 3 mm
- 79208** Gr. 15 / 2 mm

Heatless Steine Ø 13 mm
Max. Geschw. 35.000 U/min.

Stück ab 50 Stück **0,99**
0,79



Abrichtstein

Abrichtstein ohne Diamant. Maße 65 x 20 x 4 mm. Farbe Blau.

110397
Stück

3,85



	31	32	33	34	35	36
Rosa (hart)						
Körnung	80	80	120/150	100	100	100
78989	78990	78991	78992	78993	78994	
Dkl.-braun (weich)						
Körnung	80/90	80/90	120/150			
79001	79002	79003				
Hellbraun (mittel)						
Körnung	150	150	150			
78995	78996	78997				

Pckg. 72 Stück ab
35,90



Spezial-Schleifsteine


Keramisch gebundene Schleifsteine zum Ausarbeiten von Metallen und Kunststoffen aller Art. Präzisionsmontiert, gleichmäßige Härte und Körnung. Hochfester rostfreier und maßgenauer Schaft, zentrischer Lauf. In rosa, hellbraun und dunkelbraun.

Pckg. mit 72 Stück ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.

41,20
39,90
35,90

Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83458	31167	83459
	14,95		

Omnipol braun für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
	14,95				

Omnipol grün für Winkelstück

für Gold, Amalgam und Composite, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück




12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
	14,95				

polishing for compliments

Omnipol Komposit für Winkelstück

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Composite. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einmalprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück
14,95

Art.-Nr.	206471	206472
	14,95	

Omnipol Mandrelle für Winkelstück

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max. Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück



5 Stück
7,20

Art.-Nr.	110394	110395	110396
	verstärkt, 5 mm	5 mm	2,35 mm
	7,20		

Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83452	83453	83454	31170	31171
	14,95				

Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück
14,95

Art.-Nr.	83455	83456	83457	31172	31173
	14,95				

Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück




100 Stück
30,95

	R 22/3	R 22/1,3	23/6	21/7
Art.-Nr.	83475	31191	83476	83477
	30,95			

Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück

Grobe Körnung




100 Stück
41,75

	L 22/3	R 22/3	23/6	L 22/3
Art.-Nr.	31192	83460	83465	83461
	41,75			

Feine Körnung

Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück




50 Stück
98,90

Art.-Nr.	206468	206469	206470
	98,90		

Omnipol PEEK

2-stufiges System zur Bearbeitung von PEEK. Endbearbeitung im Bereich der Frässtege sowie Hochglanzbearbeitung von CAD/CAM-Oberflächen. grün = fein, weiß = extrafein. Drehzahlbereich: 8.000 – 20.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück ab
22,90

Art.-Nr.	206464	206465	206466	206467
	22,90	22,90	29,90	29,90

Omnipol grün

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83451

41,75






Omnipol braun

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 31176

41,75

Omnipol Stahlpolierer grün




der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
24,90

Art.-Nr. 31187 | 31190

24,90

R 22/3 | 22/6

Omnipol Stahlpolierer schwarz




der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
24,90

Art.-Nr. 31183 | 31186

24,90

R 22/3 | 22/6







Omnipol für die Technik

der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück
12,90

Art.-Nr. 31203 | 83466 | 83467 | 83468 | 31204

12,90

Omnipol für Handstück Zirkon





zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück ab
14,95

Art.-Nr. 206461 | 206462 | 206463

14,95

mittel/fein | mittel | mittel

Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83473 | 31193

41,75

R 22/3 | L 22/3





Omnipol für Keramik


Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück


100 Stück
41,75

Art.-Nr. 83474 | 31194

41,75

R 22/3 | L 22/3





Omnipol für Keramik




Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück
47,10

Art.-Nr. 31195 | 31196

47,10

R 22/3 | L 22/3

Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm








Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsetzgerechtes Schleifen in jeder Technik.









Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	 10% Rabatt
250,-	 15% Rabatt
333,-	 20% Rabatt
400,-	 25% Rabatt
500,-	 30% Rabatt

Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:

-  **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
-  **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
-  **blauer Ring = grobe Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zum Grobabbtrag.
-  **roter Ring = feine Verzahnung**
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
-  **gelber Ring = superfeine Verzahnung**
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
-  **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.



hart

Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.

Stück **17,90**








Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149

Stück **17,90** **17,90**

Kreuzverzahnung mittelgrob Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **19,90**








Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667

Stück **19,90** **19,90**

Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **16,90**







Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009



Stück **16,90**

Einfachverzahnung mit Querrieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.

Stück ab **15,90**











Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665

Stück **15,90** **19,90** **19,90** **19,90** **19,90**

Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.

Stück ab **5,90**











Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147

Stück **5,90** **12,50** **12,50** **12,50** **12,50**

werk



Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabrtragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab **6,50**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
Stück	9,90	9,90	9,90	9,90	8,90	8,90	8,90	6,50	8,90	8,90	13,90

Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	8,90	8,90	8,90	13,90	14,50

Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab **10,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück	11,99	11,99	11,99	11,99	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90


Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück	10,90	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	10,90	10,90	11,99

Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.




Stück ab **13,90**

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	18,80	18,80

Spiralverzahnung superfein Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.




Stück **16,90**

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück	16,90	16,90

Parallelfraßer Kreuzverzahnung Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.



Stück **14,90**

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück	14,90	14,90	14,90

Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:


bis	
ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



Löffelmaterial, lichthärtend

Zur Herstellung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen- und Brückentechnik und Totalprothetik. Nicht klebend, rosa transparent. Mit Pfefferminzgeschmack. Aushärtung bei 310–360 UV. Bissfestigkeit 430–490 mPA. Dicke 2 mm. Nicht röntgensichtbar.

70755


Pckg. mit 25 Stück OK
und 25 Stück UK


70740


Pckg. mit 50 Stück OK

70745


Pckg. mit 50 Stück UK

je Pckg.
ab 3 Pckg.
ab 10 Pckg.

 54,50
52,90
50,90

Packung ab

50,90




smile
price



aus ei

Dental Vlies

Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

87907


Pckg.
 ab 3 Pckg.
 ab 6 Pckg.

 14,50
 13,90
 12,90

Packung ab

12,90



smile 
price

nem **GUSS**

Gips her!



Stück
5,50

Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

95202

 Stück

5,50



Karton 20 kg ab

73,90



Stone Superhartgips synthetisch ▲

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.


24510

24511


Typ 4, weiß

Typ 4, braun

Karton mit 20 kg
 ab 3 Kartons
 ab 5 Kartons

79,90
 **75,90**
 **73,90**



Omni Einmal
 PE Schürze
 finden Sie auf
 Seite 34

Sack 25 kg ab

59,90





Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

73149


Typ 1, natur

Sack mit 25 kg
 ab 5 Sack
 ab 10 Sack

64,90
 **61,90**
 **59,90**

Sack 25 kg ab

22,30



Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

73146


Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg
 ab 5 Sack
 ab 10 Sack







24,90
 **23,80**
 **22,30**

Sack 25 kg ab
35,90



Modellgips natur ▲

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.


- 73142**  Typ 3, blau
 - 73143**  Typ 3, gelb
 - 73145**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg ab 5 Sack  **39,90**
 ab 10 Sack  **37,90**
 **35,90**

Sack 25 kg ab
36,10



Omnidanos ▲

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omnidanos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.







- 40398**  Typ 3, blau
- Sack mit 25 kg ab 2 Sack  **37,90**
 **36,10**

Sack 25 kg ab
26,90



Modellgips synthetisch ▲

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.






- 24043**  Typ 3, blau
 - 24044**  Typ 3, gelb
 - 24045**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg ab 5 Sack  **29,90**
 ab 10 Sack  **27,90**
 **26,90**

Karton 20 kg ab
51,90



Artikulationsgips synthetisch ▲

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

- 24509**  Typ 1, weiß
- Karton mit 20 kg ab 3 Kartons  **59,90**
 ab 5 Kartons  **56,90**
 **54,90**
 ab 10 Kartons  **51,90**



technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter www.omnident.de/download.php



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

93023

Kanister 5 l
ab 2 Kanister

75,90
73,90

93022

Flasche 1 l

17,90

Kanister 5 l ab

73,90

Flasche 1 l

17,90



Omniprint P soft

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. Omniprint P Soft ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat Omniprint P soft eine geringere Endhärte von A85. Omniprint P Soft ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.

111956

 2 x 1,5 kg **69,90**

111957

 2 x 5 kg **209,50**

91220

 Messbesteck **gratis**



2 x 5 kg Eimer
185,90



2 x 420 ml Dosen
42,90

Omniprint P

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Putty-Material erleichtern das Anmischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. Omniprint P ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.

91218

 2 x 420 ml Dosen **42,90**

91219

 2 x 5 kg Eimer **185,90**

91220

 Messbesteck **gratis**



Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

- 72975**
klein, Ø 8 cm / 150 ml 3,80
- 72976**
mittel, Ø 10 cm / 350 ml 4,50
- 72977**
groß, Ø 12 cm / 650 ml 6,70
- 72978**
extra groß, Ø 14 cm / 850 ml 9,30

Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerisate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießstülle.

- 20610** klein, 8 ml 8,60
Pckg. mit 3 Stück
- 20611** mittel, 18 ml 9,90
Pckg. mit 2 Stück
- 20612** groß, 50 ml 8,50
Pckg. mit 1 Stück

Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

- 82228**
10 g Flasche 3,10
ab 5 Flaschen 2,90
ab 10 Flaschen 2,70



Flasche ab **2,70**



Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516**
60 x 75 mm, 40 Blatt 2,60
- 20521**
70 x 80 mm, 50 Blatt 3,25
ab 10 Blocks (Großpckg.) 2,95
- 20523**
125 x 180 mm, 25 Blatt 3,30
- 20520**
150 x 240 mm, 35 Blatt 5,20
- 101536**
33 x 35 mm, 40 Blatt 14,20
Pckg. mit 10 Stck.

Packung ab **2,60**



Käppchenfolie ▾

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

81974
 0,6 mm, ø 4,2 cm
 Pckg. 100 Stck.
 ab 10 Pckg.

9,90
 9,60



Platzhalterfolie ▾

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Verbindet sich nicht mit den Gussfolien OMNILEN und OMNIDUR. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

81975
 0,1 mm, ø 4,2 cm
 Pckg. 200 Stck.
 ab 10 Pckg.

12,80
 11,90



2 x 1 kg
61,90

◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpf bei Lagerung und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

59252
 Farbe blau, 15 Shore A-Härte
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

59253
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

21962
 Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

22034
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

59250
 Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart
 Pckg. 2 x 1 kg **61,90**

59251
 Pckg. 2 x 6 kg **314,50**

208894
 Dosierpumpe für 6 kg Flasche,
 Stück **15,90**



Stück
29,90


Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dubliertechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

19703
 Stück **29,90**

smile
 price

super models



Dowel Pins ▲

Modellstifte aus Messing, poliert.


- | | | |
|---|---------|----------------|
| 79235
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 1 | 3,60
3,30 |
| 79236
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 2 | 4,80
4,30 |
| 79237
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 3 | 4,80
4,30 |
| 72475
Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg. | Größe 2 | 30,00
28,50 |



Dowel Pins m. Steckstift ▲

Steckstift aus Speziallegierung. Diese Pins können durch Abwinkeln in jeder Steckrichtung leicht eingebracht werden.

- | | | |
|---|---------|----------------|
| 79238
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 1 | 6,05
5,85 |
| 79239
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 2 | 7,55
6,95 |
| 79240
Pckg. 100 Stck.
ab 5 Pckg. | Größe 3 | 7,55
6,95 |
| 72400
Pckg. 1.000 Stck.
ab 3 Pckg. | Größe 2 | 46,85
44,00 |



Magnet System ▲

Das Magnet-System für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Rändelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.

- | | |
|--|-------------------------|
| 57658
Rundmagnete aus Hartferrit, Ø 20x6 mm, axial magnetisiert
Pckg. mit 10 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg. | 4,85
4,65
4,40 |
| 33275
Magnettöpfe, gedreht, vernickelt
Pckg. mit 50 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg. | 39,90
34,90
31,90 |
| 33278
Haftscheiben, gedreht, mit seitlicher Nut, galvanisch veredelt
Pckg. mit 50 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg. | 35,90
30,90
28,90 |
| 33287
Haftscheiben, gestanzte, mit 4 aufgekanteten Ohren, galvanisch veredelt
Pckg. mit 50 Stck.
ab 5 Pckg.
ab 10 Pckg. | 25,90
21,90
20,90 |



Stück ab

4,-



Sockelformer ▲

Der Sockelformer aus elastischem Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle und sorgt für eine saubere und schnelle Modellerstellung. Das Material ist robust und pflegeleicht. Für OK und UK verwendbar. Maße L x B x H: 80 x 62 x 15 mm (klein), 88 x 69 x 15 mm (groß).

- | | | |
|--------------|--------------|----------------------|
| 23867 | Form 1 klein | 4,59
4,25
4,00 |
| 23868 | Form 1 groß | 4,59
4,25
4,00 |

Sockelformer Splitcast ▲

Sockelformer speziell für die Splitcast-Technik. Aus elastischem Gummi. Robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 23758 | OK | 5,19
4,80
4,55 |
| 23759 | UK | 5,19
4,80
4,55 |



Stück ab

4,55



Flasche 75 ml

9,90

Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es wertet alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

19352

 Flasche 75 ml

9,90



Okklusionsspray




Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht. Mit Plexiglas-Spitze.

Dose 75 ml ab

8,65

70270


Dose mit 75 ml, grün
 ab 6 Dosen
 ab 12 Dosen

 **9,70**
 **9,15**
 **8,65**

smile
price

Eimer 10 kg ab

71,90

Silikon Knetmasse Labor

In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 85. Farbe: blau.

76460


Dose 900 ml, 1,6 kg
 ab 4 Dosen

 **16,90**
 **14,90**

76461


Eimer 5.500 ml, 10 kg
 ab 2 Eimer

 **74,90**
 **71,90**

76462


Härterpaste Labor, 6 Min.
 Farbe: rot, Tube 35 ml
 ab 10 Tuben

 **6,90**
 **6,49**

116533


Omni Tubfix Tubenentleerer

4,95

Dose 900 ml ab

14,90





Pckg. 100 Stück
28,90

◀ **Bisswälle**

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälle.





- 54821**  gelb, weich
 - 54824**  rot, hart
- Pckg. 100 Stück **28,90**

Pckg. 490 g
17,90



◀ **Bissnehmewachs**

Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

- 54819**  gelb, weich
 - 54822**  rot, hart
- Pckg. 490 g **17,90**
- 54820**  gelb, weich
 - 54823**  rot, hart
- Pckg. 1.850 g **46,90**

wachstum



Pckg. 500 g ab

6,90



Modellierwachs ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. SO = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

54805 [Barcode]	mittel	1,25
54806 [Barcode]	SO	1,25
54807 [Barcode]	WI	1,25
54808 [Barcode]	mittel	1,5
54809 [Barcode]	SO	1,5
54810 [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 500 g		8,49
54811 [Barcode]	mittel	1,25
54812 [Barcode]	SO	1,25
54813 [Barcode]	WI	1,25
54814 [Barcode]	mittel	1,5
54815 [Barcode]	SO	1,5
54816 [Barcode]	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		32,49

Modellierwachs spezial ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

88345 [Barcode]	Pckg. 500 g ab 10 Pckg. ab 50 Pckg.	8,90 7,90 6,90
37955 [Barcode]	Pckg. 2.500 g ab 3 Pckg. ab 5 Pckg.	33,90 30,90 29,90

Pckg. 250 g ab

12,90



Wachsdraht ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart

54895 [Barcode]	2,0 mm
54896 [Barcode]	2,5 mm
54897 [Barcode]	3,0 mm
54898 [Barcode]	3,5 mm
54899 [Barcode]	4,0 mm
54900 [Barcode]	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	
	13,90 12,90

Wachsdraht grün, mittelhart

54849 [Barcode]	2,0 mm
54850 [Barcode]	2,5 mm
54851 [Barcode]	3,0 mm
54852 [Barcode]	3,5 mm
54853 [Barcode]	4,0 mm
54854 [Barcode]	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	
	13,90 12,90



Pckg. 500 g

8,49

Stück
429,-



2
Jahre
Garantie

◀ **OmniSonic basic**

Das OmniSonic basic zeichnet sich durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die 2 Ultraschallwellengeneratoren entwickeln eine erhöhte Reinigungsleistung.

- 3 Liter Ultraschallwanne aus rostfreiem Stahl
- Arbeitszeit mechanisch zwischen 1-30 Minuten einstellbar
- konstante Heizung bei 60° C
- kompakte Abmessungen (256 x 156 x 220 mm)
- Leistung: 250 Watt
- Farbe: weiß, RAL 9002

120752
Stück (ohne Zubehör) **429,00**

OmniSonic 3D ▶

Mit der Sweep-Mode-Technologie werden permanente Frequenzwechsel generiert. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer konstanten Temperatur von 60 °C zur Verfügung.

- 3 Liter Edelstahlwanne
- E-Light Lichtsystem
- kompakte Abmessungen (260 x 220 x 156 mm)
- Leistungsaufnahme: 280 Watt

120756
Stück (ohne Zubehör) **489,00**



einfach
zu reinigende
Oberfläche

2
Jahre
Garantie

Stück
489,-

Zubehör passend für OmniSonic basic / 3D



① **120753**
Kunststoffdeckel, Stück **24,50**

② **120754**
Einhängekorb Edelstahl, Stück **42,90**

③ **120755**
Halter für 2 Becher (Kunststoff), Stück **26,50**

④ **120757**
Glasbecher 600 ml, Stück **11,90**

⑤ **130427**
OmniSonic Folientestrahlen, 195 x 195 mm, Stück **14,90**



Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter www.dental-union.de oder Sie können einfach den untenstehenden QR-Code.

ALTSCHUL.
GRILL & GRILL



SHOPPING.DENTAL



WOLF+HANSEN
Dental-Depot



Med-Dent24



Copyright © 2020

OMNIDENT Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergring 5
D-63110 Rodgau



www.dental-union.de

Gültig vom 01.09.2020 bis 31.08.2021

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

- A**
- A-Silikon 4, 103
 - Abdrucklöffel 10, 11
 - Abdruckdesinfektion 23
 - Abformmaterial 4 – 9, 103
 - Abriechstein 90
 - Absauganlagendesinfektion/-reiniger 25
 - Absaugkanülen / Absaugkanülen kids 45
 - Adapter für Ölspray 28
 - Alginate 8, 9
 - alkoholfreie Flächendesinfektion 17, 22
 - Alustral 88
 - Anmischbecher 104
 - Anmischblöcke 44, 104
 - Anmischspatel 9, 76
 - Antifog Mundschutz 41
 - Applikationskanülen 52, 53
 - Applikatoren 42, 44
 - Arterienklemmen 74, 77
 - Artikulationspinzette 71
 - Ätzgel 53
 - Aufsteckzahnbürsten 67
 - Aufwachsinstrumente 76, 77
- B**
- Befestigungszement 47, 48
 - Bib Holder 33
 - Bissnehmewachs 108
 - Bissregistrierung 6, 7
 - Bisswalle 108
 - Bleaching 65
 - Bleach Ronden** 87
 - Bodendesinfektion 23
 - Bohrerbad 23
 - Bohrerreinigungsbürsten 89
 - Bondingmaterial 51
 - Bowie & Dick Test 26
 - Brownies 91
 - Bulk Fill / Bulk Fill SDC 49
- C**
- C-Silikon 5, 107
 - CAD/CAM Rohlinge 84 – 87
 - Cera Blast 88
 - Chemikalien-Schutzhandschuhe 37, 38
 - Colori Instrumente** 71
 - Compomer 49
 - Composite 49, 50
 - Coolpack mini 55
 - Coolpack sports 55
- D**
- Dappengläser, Dappenbehälter Einweg 54
 - Dental Vlies 99
 - Derma Pro** 40
 - Desinfektionsmittelspender 14
 - Desinfektionsplan 12
 - Desinfektionstücher 16 – 20
 - Desinfektionswanne 28
 - Dispenser 7
 - Dosierpumpe 5L/10L Kanister 15
 - Dowel Pins 106
 - Dubliersilikon 105
 - Durchlaufsiegelgerät 27
 - Dynamischer Mischer 4, 46
- E**
- Einmalhandtuch 29 – 31
 - Einmalhandtuchspender 29, 31
 - Einmal PE Schürze 34
 - Einmal-Speichelsauger 42
 - Einmalzahnbürsten 33
 - Einweg-Patientenumhänge / Spender 34
 - Einwegpinsel / mit Griff / Set 48
 - Ehrlicke-Löffel 10
 - Endo-Instrumente 80, 81
 - Erfrischungstücher 59
 - Etikettierer / Etiketten P2 27
 - Extraktionszange 73
- F**
- Falthandtücher 30, 31
 - Feuchttücher 17, 18
 - Filter für Absauganlagen 25
 - Flächendesinfektion 16 – 23
 - Flowables 49, 50
 - Flüssighärter 5
 - Folienschweißgerät / Rollenhalter 27
 - Füllungsmaterial 49, 50
- G**
- Geräte 27, 29, 69, 110
 - Gips- und Wachsmesser 76
 - Gipszange 100, 101
 - Gipszange 77
 - Glass-Ionomer Zement 47
 - Glaswaren 54
 - Greenies 91
 - Guttaperchaspitzen 82
- H**
- Haftvermittler 51
 - Halter für IDBH 60
 - Handtuchspender 29, 31
 - Hartmetallfräser 94 – 97
 - Hautfreundliche Handschuhe** 40
 - Hautpflege 12, 13, 15
 - Haut- und Nagelbalsam 12
 - Handschuhe 36 – 40
 - Handtücher 29 – 31
 - Händedesinfektion / Gel 13
 - Händewaschung 15
 - HD Ronden 85
 - Heatless Steine 90
 - Hedströmfeilen 80
 - Heidemann-Spatel 70
 - Helix-Test / Helix-Test pro 26
 - High protect Nitrilhandschuhe 38
- I**
- Ice Brush 66
 - Indicator Zahnbürsten 67
 - Ink Test 26
 - Interdentalbürsten 60, 61
 - Injektionskanülen 56
 - Instrumentendesinfektion 24
 - Instrumentenschutzkappen 28
 - Interdentalbürstenhalter 60
 - Interfold Papierhandtücher 30, 31
 - Intraoraltips 46
- K**
- Kältekomresse 55
 - Kältespray 55
 - Kanisterzubehör 15
 - Käppchenfolie 105
 - Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator 47
 - K-Bohrer, K-Feilen 80, 81
 - Kinderzahnbürsten 67, 68
 - Klemmen 74, 77
 - Knetmasse Praxis 5
 - Knetmasse Labor 109
 - Komposit 49, 50
 - Kompomer 49
 - Kopfschutztaschen 34
 - Korrekturmaterial 4
 - Kramponzange 77
 - Kronentrenner 79
 - Kugelstopfer 71
 - Küretten** 71
- L**
- Labor Einmal PE Schürze 34
 - Latexhandschuhe 36, 37
 - Le Cron Modellierinstrumente 76
 - Löffeladhäsiv 5
 - Löffelmaterial 98
 - Lötpinzette 77
 - Luniatschek 75
- M**
- Magnet-System 106
 - Mandrelle 91
 - Matrizenband 53
 - Matrizenspanner 53
 - Metal Primer 51
 - Minibrush, Minibrush soft / medium 57
 - Mischkanülen / Mixing Tips 46
 - Modellierwache 109
 - Muffelring-Einlagen 99
 - Mulltupfer / Mulltupfer steril 35
 - Multicut 79
 - Multi Ronden 86, 87
 - Mundschutz 41
 - Mundspiegel, Mundspiegelgriffe 72
 - Mundspülbecher 43
 - Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion 15, 25
- N**
- Nadelhalter 74
 - Nitril Handschuhe 38, 40
 - Normtrayeinlagen 32

O

Oberflächenreiniger	16
Oberflächendesinfektion	16 – 23
Ölsprays, Ölspray-Adapter	28
Okklusionsspray	51, 107
Omni clean and polish /-repair	57
Omnibag Sterilisationsbeutel	27
Omnibiozid / plus	22
Omnibite	6, 7
Omnibrush	42, 44
Omicare	15
OmnICEM SE	48
Omniceram Bulk Fill / Bulk Fill SDC	49
Omniceram évolution /-évolution flow 2.0	50
OmniciTe 2.0, OmniciTe All'N'One	51
Omnicolor	9
Omnicolori	71
Omni Compomer	49
Omniscups PP	43
Omnicut	79
Omniderma Pro	40
Omnidouble, Omnidouble Küvetten	105
Omnidrill	23
omniDYNE	62
Omni-Etch	53
Omnifill C	47
Omnifol Sterilisationsfolie	27
Omnifresh Ultrasoft	33
Omnigloss	78
Omnihand / Omnihand Gel	13
Omni high protect Nitrilhandschuhe	38
Omnimask	41
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	57
Omnipol	91 – 93
Omniprint P / Omniprint P soft	103
Omni ProfiPearls	58 – 59
Omniprotect	33
Omnipur	23
Omniround	78
Omniseal Plus	27
Omnisept / Omnisept Plus	24
Omnisept IMP	23
Omnisil A	4
Omnistar / Omnistar touchless	14
Omnisonic	69, 110
Omnisuc/-Filter, Omnisuc Cleaner	25
Omnisuc W	25
Omnitemp C, Omnitemp C Mischkanülen	47
Omnitemp KB	47
Omni Tip Cover	28
Omnitips	48
Omnitouch	12
Omniwipes, Omniwipes Lemon	16 – 20
Omniwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omniwipes Dry Velours	20
Omniwipes wet & easy / plus	17
Omniwipes wet	17, 18
Omni-Z Einmalhandtücher	29 – 31
Omnizid / fleur	20, 21
Omnizid 35	21
One4All Ronden	87
OraCare Mundspüllösung	64
Orange Cleaner	15
Oshibori	59

P

P2 Etikettierer / Etiketten	27
Papierhandtücher	29 – 31
Papierspitzen	83
Parodontalsonde	70
Pastenhärter	5, 107
Pastekanülen	52, 53
Patientenumhänge / Patientenservietten	33, 34
PE Einmal Schürze	34
Permanenter Befestigungszement	48
Personenschutzhandschuhe	37, 38
Pinselbürsten	88
Pinzetten	71, 75, 77
PL Tips	52
Planstopfer	70
Platzhalterfolie	105
Polierbürsten	57, 88, 89
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	91 – 93
Polierer – Komposit	78, 91
Polierkelche	57
Polierpasten	57
ProfiCups / medium	57
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
ProfiPearls	58 – 59
Prophylaxepaste	57
Prophylaxepulver	58, 59
Prothesenbürste	66
Prothesenfinish	107
Provisorische Versorgung	47
Provisorischer Zement	47
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	47
Putty Omnisil A	4

R

Radbürsten	88
Raspatorium	75
Rollenspender	29
Ronden	84 – 87
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	39
Rosenbohrer	78

S

Safetec Untersuchungshandschuhe	37
Salivasept / Saliva Nanosept	15
Sanitärreiniger	16
Scaler	71
Schaumstoffeinsätze Endo	83
Schaumstoffpellets	35, 56
Scheren	74
Schienen Dosen	63
Schleifkörperprogramm	90 – 97
Schutzkappen für Instrumente	28
Schwebetischauflagen	32
Seal Test	26
Seifenspender	14
Sekundenkleber	104
Sensitiv Handschuhe	37
Sensorspender	14, 29
Select Handschuhe	37
Servietten / Serviettenhalter	32, 33
Serviettenkettchen	72
Siegelgerät	27
Silikon Knetmasse	5, 107
Skalpellhalter	75
smile Ronden	86
Sockelformer	106
Soft Vinyl- / Soft Nitril Handschuhe	38 – 40
Spatel	9, 70
Speibeckenreiniger	15, 25
Speichelsauger	42, 45
Spezial Schleifsteine	90
Sprühdesinfektion	20 – 22
Steri Rollenhalter	27
Sterile Mulltupfer	35
Sterilisationsfolie / -beutel	27
Strahlmittel	88

T

Tamponadenstopfer	77
Tasterzirkel	76
Teleskopzange	77
Tintentest	26
Tip Cover	28
Tray Cleaner	102
Tray Papier	32
Trockentücher	19, 20
T-Ölspray	28

U

Ultra Orange	15
Ultragrip Handschuhe	36
Ultraschall Reinigungsgerät	69, 110
Universal Ölspray	28
Untersuchungshandschuhe	36 – 40

V

Vinyl Soft Untersuchungshandschuhe	36
Violet Pearl Nitrilhandschuhe	39
Vollviruzide Desinfektion	17, 22, 24

W

Wachsdraht	109
Wandspender	14, 29, 31
Wash Test	26
Wattekügelchen	35, 55
Watterollen	44
White smile	65
WHO-Sonde	70
Wischedesinfektion	16 – 18, 20 – 25
Woll- und Nesselchwabbeln	89
Wurzelheber	75
Wurzelkanalinstrumente	80, 81

Z

Z-CAD CAM Rohlinge	84 – 87
Zahnbürsten	33, 66–68
Zahnfleischscheren	74
Zahnpasta	62
Zahnputzsets Kids	67
Zahnseide	65
Zahnspangenboxen	62
Zahnreinigung	58 – 68
Zahnsonden	71
Zahnwatterollen	44
Zahnzangen	73
Zangen	73, 77
Zellstofftupfer	35
Zelltuchservietten	32
Zementspatel	70
Zirkon Ronden	84 – 87
Zylinder-Ampullen-Spritze	56

↑ 24 tagesaktuell

mit Depot-
Direkt-Links

Der
OMNIDENT
Online-
Katalog



Das komplette
OMNIDENT
Lieferprogramm

**Web
and.
Win**

www.omnident.de

24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 111