

VDW BEEFILL 2 IN 1

Sekundenschnelle, saubere und dauerhaft dichte Wurzelkanal-Füllungen.

- Downpack nach der Continuous Wave- oder Schilder-Technik und Backfill in einem Gerät
- Intuitiv und ergonomisch in der Anwendung
- Individuelle Regulierung von Temperatur, Lautstärke und Fließgeschwindigkeit
- Mikromotor-gesteuerte, präzise Guttapercha-Abgabe
- Mit Pulpasensibilitätstester



Lieferumfang:

- Gerät: BeeFill 2in1 Obturationsgerät

Volle Konzentration auf das Füllen:

- Exzellente Sicht auf den Wurzelkanaleingang durch schlanke Handstücke und extra lange Kanülen
- Je nach Lage: passende Halteposition der Handstücke möglich dank 360° Sensorring
- Keine Ermüdung: besonders leichte Handstücke (20,1 g und 127,4 g)
- Ruhiges Arbeiten dank präziser und mikromotorgesteuerter Guttapercha-Abgabe
- Sicherer Einsatz durch optische und akustische Signale

Bisher: 1849,99€

Angebotspreis:

1379,99€

zzgl. MwSt.